

## **Abito di isolamento di colore verde**

### **Caratteristiche del prodotto**

1. Disponibile, morbido, cravatta nel collo e nella vita, polsini elastici
2. cool e comodo da indossare.
3. Il peso della luce, durevole
3. Resistenza Fluduce.
4. Utilizzato in ospedale o clinica per la protezione
5. Materiale: PP non tessuto con rivestimento in PE
6. Colour: colore verde
7. GRAM Peso: 35G

### **Il nostro vantaggio**

1. produttore 1. Direttamente.
2. ISO13485, CE, certificato FDA
3. Capacità: 100, 000pcs / day, 1 \* 40HQ può essere terminato entro 10-15 giorni;
4. OEM accettabile, servizio in 24 ore.

Gli abiti da isolamento monouso sono realizzati in materiale protettivo di isolamento ad alte prestazioni. Ampiamente utilizzato nella sicurezza medica protettiva, laboratorio di asettico, isolamento protettivo, fabbrica di elettronica mineraria, agricoltura alimentare allevamento biologico di biohazard animale e così via.

### Caratteristiche del materiale

Abiti chirurgici non sterili protettivi PP + PE

È fatto con materiale PP + PE, senza lattice; Resistente all'abrasione; Fluido completamente impermeabile e repellente per alcolici.

Colore: verde, ecc

Peso materiale: PP con rivestimento in PE 35GSM.

Legare sul collo, polsini elastici

Nome	Abito di isolamento di colore verde
Materiale	PP + PE.
Stile	Legare sul collo e sul retro, i polsini elastici, completamente coperti
Dimensione	Dimensione grande / libera

Colore	verde
Imballaggio	10pcs / box, 10 borse / ctn non sterile
Design di imballaggio	La stampa di cartone può essere come il tuo design
MOQ.	5000 pezzi
Campione	può essere fornito gratuito per il tuo controllo di qualità entro 3 giorni
Via di pagamento	T / T.
Tempi di consegna	Capacità: 100.000 pz / giorno, 1 * 40HQ può essere terminato entro 10-15 giorni;
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai.

<https://www.china-disposable.com/products/disposable-isolation-gown.html#.ymxk1mgzaul>