

Applicazione di usa e getta orecchio anello maschera

- 1) per l'ospedale clinica medica e pazienti, la polvere negozio lavoro libero, fabbrica di cibo.
- 2) Per evitare di diffusione dei fluidi corporei e contenuti schizzi di sangue.

Caratteristiche di maschere ospedaliere monouso

- 1) Monouso orecchio anello maschera è costituito da 3 strati, strato interno ed esterno non sono PP tessuto, strato centrale è alto carta da filtro standard N95 / N98.
- 2) La clip naso può essere regolata comodo secondo le diverse forme del viso;
Il ciclo orecchio è ferma e non facile cadere;
- 3) non irritante e morbido, evitare i batteri, polvere, corpo estraneo in pneogaster,
- 4) Rimuovere il gas nocivi, odore particolare, puzza.
- 5) BFE è superiore al 99%, CE / ISO13485, di tipo standard II / tipo IIR.

Packaging di maschera usa e getta

specificazione	imballaggio normale	formato della scatola	1 * 40 il contenitore del HQ può contenere (Pz)
17.5 * 9,5 centimetri, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pc / scatola, 40 scatole / ctn	51 * 19 * 41 centimetri	3.450.000 Pz
17.5 * 9,5 centimetri, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pc / scatola, 40 scatole / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pz

Nota: tutti possono essere speciale personalizzato in base alle proprie esigenze reali


specifiche del maschera usa e getta

Materiale	non tessuto dei pp + carta di alta filtrazione + PP non tessuto
peso del tessuto	Potrebbe essere come vostra richiesta
ciclo Ear	Tie o rloop EA
Dimensione	17.5 * 9,5 centimetri, o come vostri requisiti
Colore	bianco / blu / verde / rosa / giallo / arancio / viola / limone / Capri blu / Bordeaux / nero
Imballaggio	50 pc / scatola 2000 pezzi / CTN, o come vostro requisito
progettazione di imballaggio	tutto scatola interna e la stampa scatola esterna può essere come vostro disegno
applicazioni	ospedale, laboratorio, industria alimentare, officina senza polvere, elettronica produce e così via

Perché i clienti scelgono noi?

- 1) Siamo il diretto usa e getta orecchio anello maschera fornitore della Cina, Prezzo di fabbrica.
- 2) Qualità stabile, CE, certificazione ISO.
- 3) La capacità di produzione: 1000,000pcs / giorno, 1 * 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni;
- 4) la progettazione di imballaggio OEM, servizio in 24 ore.

Immagine di maschere ospedaliere monouso





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

