

Il camice da laboratorio monouso è realizzato in SMS, PP, PP + PE idrofobici. CPE, materiale microporoso, privo di lattice; Resistente all'abrasione; Poca peluria;

Colore disponibile: Rosa, bianco, verde, blu, giallo, rosso, nero ecc. Peso del materiale: 40-65 gsm

Dimensioni camici da laboratorio: S 96 * 140 * 57 cm M 100 * 144 * 57 cm L 104 * 148 * 57 XL 108 * 152 * 58

Camici usa e getta prodotti Vantaggi

1. Con un alto livello di idrorepellenza.
2. Senza latex; Resistente all'abrasione; Liquido completamente impermeabile. Una buona barriera contro sangue, fluidi corporei e agenti patogeni.
3. Con stile standard e rinforzato. Stile rinforzato con rinforzo di protezione extra su manica e petto che può essere completamente impermeabile ai liquidi e repellente all'alcool.
4. Progettato per una protezione ottimale, comodo da indossare.
5. Capacità: 5000 pezzi / giorno, 1 * 40HQ può essere completato entro 10-15 giorni;

Indicazioni sui camici usa e getta

I camici da laboratorio usa e getta sono ampiamente utilizzati in camici protettivi di sicurezza medica, camici asettici da laboratorio, isolamento protettivo, Fabbrica di elettronica mineraria, rischio biologico di allevamento di animali da fattoria di fabbrica di alimenti e così via.

Camici usa e getta confezione normale: 5 pz / busta, 10 buste / ctn;