

#### Caratteristiche del prodotto:

1. Dimensione: S 96\*140\*57cm M 100\*144\*57 cm L 104\*148\*57 XL 108\*152\*58
2. Con un alto livello di repellenza fluida.
3. Fatto da SMS idrofobici, pp, pp+PE. CPE, materiale microporoso; Senza latex; resistente all'abrasione; bassa lanugine; Fluido completamente impermeabile.
4. Progettato per una protezione ottimale, indossamento comodo.
5. Bianco, blu, verde, giallo, rosso può essere disponibile. I cappotti da laboratorio dentale usa e getta sono ampiamente utilizzati negli abiti di protezione della sicurezza medica, abiti da officina asettici, isolamento protettivo, fabbrica di elettronica mineraria, fabbrica di coloncini per la fabbrica di allevamento biohazard e così via.

#### I nostri vantaggi:

1. Produttore direttamente, cappotti da laboratorio dentale usa e getta, tutti i colori.
2. iso, CE, pp, pp/pe, SMS, SMMS, microporoso,
3. Capacità: 10.000 pc/giorno, 1\*40HQ può essere terminato entro 10-15 giorni;
4. Guoco barriera al fluido e traspirante, progettazione di imballaggi OEM, servizio in 24 ore.

#### Specifiche di prodotto:

Numero di codice	OH-4000
Colore	Bianco, altri come blu, blu scuro, verde ecc.
Materiali	PP non intrecciato 40G/mq (+/- 2G/mq), peso di peso da 30 a 60 gsm È realizzato con tessuto non tessuto intrecciato in polipropilene, senza lattice, resistente all'abrasione, bassa lanugine, con un alto livello di repellenza del fluido, una buona barriera a sangue, fluidi corporei e agenti patogeni.
Stile	Colletti a camicia, niente tasche, polsini elastici, 4 velcros sul davanti,
Dimensione	S, M, L, XL, 2xl, 3xl, 4xl, 5xl (Dettagli, è possibile controllare di seguito)
Imballaggio	5pcs/sacchetto, 50pcs/ctn; 10pcs/sacchetto, 100pcs/ctn, come richiesto
Il nostro standard	CE, ISO13485, FDA


#### Stile di cappotto da laboratorio per il tuo riferimento

Front Open: con bottoni, con cerniera, con nastro magico (velcro),

Cuff: con polsi aperti, con polsi elastici, con polsini a maglia,

Collar: con colletto singolo (camicia), con colletto rotondo, con colletto a maglia,

Ulteriori: con tasche, senza/no tasche.



Il nostro normale imballaggio:

1. 5pcs/sacchetto, 50pcs/ctn, come richieste
  2. Non sterile (disponibile sterile)
  3. Dimensione del cartone: 30\*48\*41 cm, 0,05904CBM o come richieste
  4. Se si acquista 1x20GP, può caricare 440ctns, la quantità sarà 44000pcs
- Se acquisti 1x40HQ, può caricare 1117ctns, la quantità sarà di 111700pcs

FAQ

1. Sei un produttore o una società commerciale? Quando è stata fondata la tua azienda?

Sì, siamo direttamente produttori, la nostra fabbrica è stata istituita nel 2003.

2. Qual è il fatturato annuale per la tua azienda?

Negli anni passati, era circa 18 milioni di dollari, è ancora in crescita.

3. Qual è il numero di dipendenti nella tua azienda?

La nostra fabbrica è di circa 380-400 lavoratori qualificati, 10 QC professionali per il controllo di qualità durante ogni processo e 10 vendite professionali Int'l con 3-8 anni di esperienza nel dipartimento commerciale INT'l.

4. Qual è la percentuale della distribuzione dei prodotti per il locale ed esportazione?

Al momento, 90% per l'esportazione, 10% per locale.

5. In quali sono i paesi principali in cui esporti?

Germania, Svizzera, Austria, Italia, Francia, Regno Unito, USA, Arabia Saudita, Cile, Messico, Perù, Brasile, Corea, Giappone, Thailandia e così via.

6. Ti dovresti fornirci una panoramica della gamma dei prodotti che produci specificamente?

La nostra fabbrica produce principalmente tutti i tipi di maschere per il viso usa e getta, berretti,

coperture, abiti chirurgici, cappotti da laboratorio, lenzuola, maniche a braccio, coperture per scarpe, tende chirurgiche, poncho di pioggia, grembiuli e così via.

7. Quante linee di produzione ci sono per la tua principale gamma di prodotti?

2 linee di produzione per tessuto PP, SMS, materiale PP/PE. 2 workshop senza polvere per prodotti sterili chirurgici 5 macchine per tappi automatici e 5 macchine automatiche di baia da scarpe. 10 macchine per maschera automatica.

8. Qual è la tua capacità di output per la tua gamma principale del prodotto?

Capacità di maschera faccia: 1000.000 pezzi / giorno. Copertura, abiti chirurgici, cappotto da laboratorio, capacità del foglio del letto: 10.000 pezzi/giorno. Capacità dei cappelli: 200.000 pezzi/giorno. Ogni 1\*40HQ può essere finito entro 7-10 giorni.

9. La tua azienda ha un sistema di gestione della qualità come i certificati ISO, EN o CE?

Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA, Reach, SGS e Nelson Report.

10. Posso ottenere i campioni gratuiti per il controllo di qualità? Quanto tempo posso prenderlo?

Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.

11. Possiamo stampare il nostro logo nei prodotti o nell'imballaggio?

Sì, tutti i prodotti possono essere realizzati su misura e tutto il pacchetto può essere stampato come opere d'arte.

12. Qual è la data di scadenza dei tuoi prodotti?

Circa 3-5 anni.

13. Quali sono i tuoi normali termini di pagamento?

Per il primo ordine, il 30% T/T in anticipo, il 70% verrà pagato prima del caricamento o L/C. Possiamo discuterne ulteriormente dopo la cooperazione a volte.

14. Qual è il tuo MOQ di ogni prodotto?

Maschera per faccia/Cappelli/Coperchi di scarpe/maniche a braccio ogni MOQ: 50.000 pezzi. Vestiti e lenzuola MOQ: 5000 pezzi.

15. Come risolvi i problemi di qualità se presenti?

La nostra fabbrica presterà la massima attenzione a qualsiasi problema di qualità. Studieremo profondamente la causa principale dei problemi e troveremo la soluzione migliore per evitare problemi futuri. Nel frattempo faremo un risarcimento corrispondente per i nostri clienti.

Immagini:



<https://www.china-dispable.com/products/dispable-nonwoven-lab-coat.html#.ypqsuegzauk>