

Polipropilene faccia maschera usa e getta, stilista mascherine chirurgiche, maschera con filtro antipolvere

Indicazioni di maschera usa e getta

- 1) maschera sterile è per ospedali, cliniche, il personale medico e pazienti;
- 2) maschera non sterile può essere utilizzato per officina senza polvere, cibo fabbrica e così via.

Descrizione della mascherina usa e getta

- 1) 17.5 * 9,5 centimetri, un formato misura più;
- 2) extra-morbide loop orecchio eliminare la pressione per le orecchie;
- 3) Lo strato interno in tessuto facciale molle, nessuna tintura, nessun prodotto chimico, delicato sulla pelle, che è alto filtrazione, BFE 99.5, PFE 99,7% a 0,1 micron;
- 4) resistente ai liquidi, senza lattice, in fibra di vetro, inodore;
- 5) TIPO IIR standard di qualità, comodo per i professionisti medici e il personale sanitario;
- 6) Sono utilizzati soprattutto in ospedali, centri sanitari, cliniche dentali e farmacie.

Imballaggio di design chirurgica maschere per il viso

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x19x42cm;
1 * 20 container GP può contenere 1.400.000 pezzi di maschere, 700 ctns;
contenitore 1 * 40 HC può contenere 3.450.000 pezzi di maschera, 1725 ctns.
O come le vostre esigenze.

I termini commerciali di design chirurgica maschere per il viso

MOQ	100.000 pezzi
Prezzo	negoziabile
Termini di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
abilità del rifornimento	1.000.000 pezzi / giorno, 1 * 40 il contenitore del HQ può essere finito in 15 giorni
Tempo di consegna	Normalmente 30 giorni dopo ha confermato l'ordine
Campione	Il campione è libero, può essere preparato anche in 2 giorni

Immagine di maschera di filtro

