

Product details

Indicazioni di maschera

- 1) maschera sterile è per ospedali, cliniche, il personale medico e pazienti;
- 2) maschera non sterile può essere utilizzato per officina senza polvere, cibo fabbrica e così via.

La caratteristica di maschera bocca

- 1) Fluido-Resistant, alto respiro capacità e protezione dagli spruzzi.
- 2) Tipo IIR standard di qualità, conforme alla norma EN 14683, CE standard
- 3) L'efficienza di filtrazione batterica (BFE) del 99 per cento
- 4) esso'S design a pieghe e bande verticali permettersi eccellente fi faccialet
- 5) Realizzato in uno speciale materiale in polipropilene, non citotossico
- 6) Presponsabile barra di sagomatura del naso, e una protezione completa mento.

I termini commerciali di mascherine

MOQ	100,000 pezzi
Prezzo	negoziabile
Termini di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
abilità del rifornimento	1,000,000 pc /giorno, 1 * 40 il contenitore del HQ può essere finito in 15 giorni
Tempo di consegna	Normalmente 30 giorni dopo ha confermato l'ordine
Campione	Il campione è libero, può essere preparato anche in 2 giorni

Product display



The regular shipment way



The happy time with customers



FAQ

Q1: .Come si fa a risolvere problemi di qualità se del caso?

A: La nostra fabbrica presterà la massima attenzione ai problemi di qualità.

Indagheremo a fondo la causa principale dei problemi e trovare la soluzione migliore per evitare eventuali problemi futuri.

Nel frattempo ci sarà corrispondente compensazione per i nostri clienti.

Q2: Qual è la sua data di scadenza dei prodotti?

R: Circa 3-5 anni.

Q3: Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.