

Descrizione del tappo clip di usa e getta:

Materiale: non tessuto PP

Colore: bianco, verde, blu, rosa, giallo, rosa, arancio, viola, rosso (Tutti i colori possono essere disponibili)

Stile: singolo o doppio elastico elastico

Peso: 10g-30g

Dimensione: 18 ", 19 ", 20 ", 21 ", 28 "

Dettagli d'imballaggio: 100 pc / sacchetto, 20 pc / ctn

Certificazione: CE / ISO13485 / FDA

Punto d'origine: La Cina

Specifiche del tappo clip di usa e getta:

Materiale	PP non tessuto
Peso	10-30g
Stile	Elastic (lattice), singolo e doppio stile elastico
Dimensione	18 ", 19 ", 21 ", 24 ", 28 "
Colore	bianco, verde, blu, rosa, giallo, rosa, arancio, viola, rosso (tutti i colori possono essere disponibili)
imballaggio	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / CTN
l'imballaggio di disegno	Tutti scatola e cartone stampa interno può essere come il vostro disegno
formato della scatola	58x25x27cm
applicazioni	ospedale personale medico clinici e pazienti. privo di polvere laboratorio , laboratorio, industria alimentare, elettronica produce e così via
MOQ	100.000 PCS

Immagini di tappo clip di usa e getta:





FAQ:

(1) Sei un produttore o una società commerciale?

Siamo un fornitore situato nella città di Xiatao, Hubei. Benvenuti a visitare la nostra fabbrica.

(2) Posso ottenere campioni per qualità di prova? Piccolo ordine della traccia accettabile?

Sì, vorremmo inviare campioni per la valutazione. Piccolo ordine della traccia è inoltre accolto con favore.

(3) Si può offrire un servizio personalizzato?

dimensione Sì, personalizzato e di marca OEM disponibile.

(4) Qual è il tuo principali prodotti?

I nostri prodotti principali comprendono maschera usa e getta, cap bouffant usa e getta, tuta monouso, Camice, camice chirurgico, grembiule monouso, copertura del pattino, ecc.

(5) Qual è il tuo tempo di consegna?

Di solito entro 15 giorni per il contenitore 20feet.