

[KF94 Willow Mask KF94 Korea 4 Ply Black and White Color per adulti](#)

Tutte le maschere sono realizzate con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e un comfort superiore:

- I materiali non di lettura sono lisci e comodi per eliminare l'irritazione della pelle
- Gli strati di costruzione altamente traspirante rimangono freschi, anche durante i casi lunghi
- EARLOOP super morbido si mette comodo indossare a lungo

[KF94 Willow Mask KF94 Korea 4 Ply Black and White Color per adulti](#)

Tessuto Materiale

Livello 1: PP non tessuto (stampa personalizzata)

Livello 2: carta di filtrazione ad alta

Livello 3: carta di filtrazione alta

strato4: PP non tessuto

Stile

4plici, con anello dell'orecchio rotondo

Dimensioni s ize

20*8 cm

tessuto w otto

30 GSM + 25GSM + 25GSM+25gsm, c ould be Come richiesta

Color

Maschera colorata

Certificato

ce, ISO13485, fda

MOQ:

20000pcs

Design di imballaggio

può essere come il tuo design

imballaggio

5 0 PCS/B bue, 200 0 PC s/ctn o come requisito

Capacità

1 milione PCs al giorno

Tempo di consegna

7-30 giorni

Applicazioni

ospedale, laboratorio, clinica, Industria alimentare, Workshop senza polvere

[**l'immagine di Maschera Willow KF94**](#)

 orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



