

Introduzione di caps chirurgici:

tappi chirurgici realizzati SBPP materiale non tessuto, del livello di CE e ISO13485.

tappi mob medico chiamato anche clip di usa e getta o motivi striscia, sono realizzati in PP tessuto non tessuto

e pieghe elastico rotondo, questo disegno ha ampio spazio per i capelli lunghi. Si può evitare che i peli cadendo poi per evitare possibili problemi.

Vantaggi di caps chirurgici:

1. Diverse dimensioni e colori disponibili.
2. Traspirante, non assorbente, durabilità
3. Con singolo o doppio elastico a disposizione, in forma pieghe o clip con i vari colori disponibili.
4. efficienza Batteri filtrazione (BFE) ha raggiunto il 99,1%. Questo tasso è molto superiore al normale standard del 97%.
5. Campioni gratuiti e personalizzazioni disponibili
6. tappo a forma di clip prima spiegato.

specifiche del caps chirurgici:

Materiale	PP non tessuto
Peso	10-30g
Stile	singolo elastico, o doppia in stile elastico
Dimensione	18 ", o 19 ", 21 ", 24"28 "
Colore	verde, o bianca,blu, rosa, giallo, rosa, arancio, viola, rosso (tutti i colori possono essere disponibili)
imballaggio	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / CTN
l'imballaggio di disegno	Tutti scatola e cartone stampa interno può essere come il vostro disegno
formato della scatola	58x25x27cm

applicazioni ospedale personale medico clinici e pazienti.
privo di polvere laboratorio , laboratorio, industria alimentare, elettronica
produce e così via

MOQ 100.000 PCS

Dettagli Immagine di caps chirurgici:



