

Introduzione del camice chirurgico dell'ospedale sterile rinforzato:

1. prevenire la diffusione di fluidi corporei e contenuti schizzi di sangue e isolare la polvere, particelle, alcol, sangue, batteri e virus invasore.
 2. Perfetto per le operazioni con grandi quantità di liquidi. Per impedire un trasferimento di infettivo o personale per la ferita o viceversa per contatto diretto.
- stile 3.Long, con buone funzioni di protezione.


Specifiche di abito ospedale chirurgia sterile rinforzato

Nome	la migliore fabbrica cinese per abito da ospedale chirurgia sterile monouso rinforzato
Materiale	SMS45g
Stile	sterili, stile standard, Tie sul collo, cravatte in vita, polsini elastici
Dimensione	S (110 * 130 centimetri), M (115 * 137 centimetri), L (120 * 140 cm), XL (125 * 150cm), 2XL (130 * 150cm) o altri formati su misura
grammatura	45g
Colore	verde.
imballaggio	sterili, 1pcs / bag, 50pcs / CTN
contenitore di carico	20 'FCL: 680CTNS, 40'HQ: 1700CTNS
MOQ	5000 PCS
Consegna	Un contenitore 40HQ può essere finito entro 15-25days
Negozi	Conservare in luogo asciutto, umidità inferiore all'80%, ventilato, non corrosivo magazzino gas

Immagini di camice chirurgico dell'ospedale sterile rinforzato:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



I nostri vantaggi:

- 1.260 lavoratori, 25000 polvere □ workshop gratuito,
- 2.12 anni di esperienza, ISO, CE & amp; FDA ha certificato,
- ora 3.One raggiungere il porto di Wuhan,
- 4.Free campioni e risposta rapida,

Benvenuto scrivermi o chiamarmi direttamente, parliamo di più.

Informazioni sui contatti:

servizio VIP

Remey Chi

Mobile: 0.086-15623307739

Tel: 0086-27 8782 9195

E-mail: sales04@orienthonest.com

Skype: orienthonest04