

## Product details

### Descrizione di sicurezza grossista tuta abbigliamento rosso

Tipo di tessuto: Polypropylene,

grammo di tessuto: 30GSM, ecc

Formato: Formato normale, S, M, L, X-Large, 2X-Large, 3X-Large, 4X-Larges

Colore: Rosso, ecc

Caso Confezione: 10 ciascuno per polisacco, 5 sacchetti per caso

1 ciascuna per ogni sacchetto di plastica, 50 sacchetti per caso

Nota: Speciale peso del tessuto, dimensioni, colori e confezioni disponibili su richiesta

### Le applicazioni di sicurezza grossista tuta abbigliamento rosso

- Costruzione Di costruzione, ospedale.
- Fibra Esposizione e prodotti in fibra di vetro di produzione produzione, farmaceutici
- Pittura E spruzzare laboratorio
- assemblaggio e posa in opera di isolamento -Electronic
- Mining, Legno e lavorazione dei metalli
- Motor Veicoli e navi costruzione
- Agricoltura E servizi veterinari
- asbesto Rimozione, stripping, e chiaro-up o la manipolazione

### Politica del campione

1. campione secondo il vostro schizzo. Tempo di campionamento: 3-5days.
2. Progettare il proprio campione, poi rifarlo.
3. I campioni esistenti Tempo di campionamento: 1gg
4. Effettuare la produzione di massa dopo aver confermato il campione.

### Controllo di qualità

1. Non cominciare a fare i prodotti fino alla conferma del campione.
2. L'imballaggio sarà a prova di acqua, impermeabile e sigillato

### Specifiche di sicurezza grossista tuta abbigliamento rosso


Nome	Tuta abbigliamento rosso di sicurezza grossista, sicurezza monouso uniforme di lavoro, fornitore di abbigliamento da lavoro polipropilene sicurezza
Materiale	PP, o PP / PE, SMS, SMMS, microporosa,

Stile	Con / senza cappuccio, con / senza elastico in vita, con / senza di avvio può essere disponibile.
Dimensione	S-6XL
Colore	rosso, ecc
imballaggio	5pcs / box, 10 sacchi / CTN
l'imballaggio di disegno	all interno scatola e cartone stampa può essere come il vostro disegno
MOQ	5000 pezzi
Campione	può essere fornito gratuitamente per la qualità corrente bancario entro 3 giorni
senso di pagamento	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, IMPEGNO,
Tempo di consegna	Capacità: 10.000 pezzi / giorno, 1 * 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni;
FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest  
MEDICAL INTEREST OPICAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

**D: 1. Are you a manufacturer or a commercial company, and when was your company founded?**

R: Sì, siamo direttamente fornitore, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003, abbiamo la nostra propria azienda diritti esportato nel 2013.

**D: 2. Che è il fatturato annuo per la vostra azienda?**

R: Normalmente è intorno a USD18 milioni-20 milioni, è ancora in crescita.

**D: 3. Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?**

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.

**D: 4. Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?**

R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.

## The happy time with customers

