

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- 1.□□□□□□□□<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />
- 2.□□□□□□□□
- 3.□L / C□T / T□D / P□□□□□□□□□□
- 4.□□□□□□FOB□CNF□CIF□EXW□□□□□□
- 5.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 6.□□□□□□□ 3□□□□□□□□□□□□□□□□
- 7.□OEM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 8.□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 25-30 40HQ□□□□□□□□□1□□
- 9.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 10.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	S-5XL□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ S□98x118cm□M□103x123cm□L□107x128cm□XL□110x134cm□XXL□117x140cm□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	PP45g
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□	□
□□	□□&□□/□□/□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	□□□□□□□□□□□□□□
	□□□□□□□□□□□□□□
MOQ	5000 PCS
□□□□	2□□□□□□□□□□□□
□□□□	T / T□L / C□D / A□D / P□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ESCROW□Paypal
□□	1□□40hq□□□□□□□□□□20-30days□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

