

Product details

請參閱以下產品詳情

1. 產品
2. 產品
3. 產品
4. 產品

請參閱以下產品詳情

1. 產品 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱, 參閱, 參閱, 參閱, 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱.
2. 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱.

參閱 參閱

1. 參閱 - 參閱; 參閱; 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱.
2. 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱.
3. 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱.
4. 參閱 參閱 參閱 參閱, 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱.
5. 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱.
6. 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱.

請參閱以下產品詳情

參閱	參閱 參閱 參閱 參閱, 參閱 參閱 參閱 參閱, PP 參閱 參閱 參閱 參閱
參閱	參閱 參閱, PP 參閱
參閱	參閱, 參閱 參閱, 參閱 參閱, 參閱 參閱 參閱 參閱
參閱	S (* 130cm 110), M (* 137cm 115), L (* 140cm 120) XL (125 * 150cm), 2XL (* 150cm 130) 參閱 參閱 參閱 參閱 參閱
參閱	45g
參閱	參閱.
參閱	參閱, 10 參閱 / 參閱, 50PCS / CTN 參閱 100PCS / CTN,
參閱 參閱 參閱	20'FCL : 680CTNS, 40'HQ : 1700CTNS
MOQ	5000 PCS
參閱	參閱 40HQ 參閱 參閱 15-25 參閱 參閱 參閱 參閱

□□

□□□ □□□□, 80 % □□, □□, □□, □ □□□ □□□□ □□□

Product display






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q : 1. 貴社はどのような会社ですか、どのような製品を扱っていますか、教えてください。

A : 弊社は、主に中国産の電子部品を扱っており、2003年に設立されました。現在は2013年に比べて、より多岐にわたる製品を取り扱っています。

Q : 2. What is your minimum order quantity?

A : 通常は、ご注文の金額が USD18 から 20 程度です。

Q : 3. Do you have ISO, EN, CE, FCC, etc. certifications?

A : はい、ISO, EN, CE, FCC, ISO13485, REACH, etc. があります。

Q : 4. Can I get a sample? How much does it cost?

A : はい、サンプルは3~7日以内に発送できます。

The happy time with customers

