

## **Descartáveis de China não tecida fornecedores de máscara médica cirúrgica respiração orelha laço**

Embalagem normal

1. non-sterile: 50pcs/box, 40boxes/ctn, 52x38x30cm.  
1 \* 20ft pode casos de carga: 500 (1.000.000 unidades),  
1 \* 40HQ pode casos de carga: 1150 (2.300.000 pcs).
2. sterile: 1pcs/bag, 50bags/caixa, 1000pcs/ctn, tamanho da caixa: 52x19x30cm.

### **Indicação**

1. estéril produtos são utilizados para pacientes e pessoal médico clínico do hospital.
2. non-sterile produtos podem ser usados para a oficina livre de poeira, hospital, laboratório,
3. para evitar a propagação de fluidos do corpo e sangue poeira respingo conteúda e isolada,

### **Especificações**

Nome do produto	D Chinafornecedores de máscara médica do isposable não tecido cirúrgico respiração orelha laço
Modelo não	OH-2001
Material	3ply, não tecida dos PP, papel de filtro + não tecida dos PP
Tamanho	17.5x9.5cm(Adult)
Estilo	Orelha-loop(latex free) elástica
Camada de	3ply
Cor	Branco
Da embalagem	50pcs/box, 40boxes/ctn, 2000pcs/ctn. 1 * 20ft pode casos de carga: 500 (1.000.000 unidades), 1 * 40HQ pode casos de carga: 1150 (2.300.000 pcs).
Tamanho da caixa	52 * 38 * 30cm
GW	GW: 7,5 kg/ctn, NW: 7 kg/ctn.
MOQ	5000PCS
Certificado	CE / ISO13485 / NELSON / FDA

### **Fotos**





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



