

Produzimos seguintes tipos de máscara descartável :

- 1) 3ply ou 2 ply não tecido máscara facial
- 2) 2 dobras ou máscara facial de papel 1ply
- 3) 4 ply máscara de carvão activo

parâmetros de máscara descartável para o hospital

- 1) Material: PP não tecido + papel de alta filtração + PP não tecidos
- 2) Cor: branco / azul / / rosa / amarelo / laranja verde / roxo / limão / Capri azul / Borgonha
- 3) orelha loop: laço ou gancho auricular elástico
- 4) Tamanho: 17.5 * 9.5 cm para adultos;
14.5 * 9.5 para as crianças;
12,5 * 7,5 centímetros para o bebê
- 5) bar Nariz: plástico ou metal, flexível, montagem fixa

Nosso máscara descartável earloop pode conseguir seguinte padrão de qualidade:

- 1) Em conformidade com a EN14683: 2005
- 2) eficiência de filtração bacteriana (BFE%) & gt; 99%.
- 3) tipo padrão IIR, resistência à penetração por sintética sangue-120mmHg.

embalagem de máscara descartável

Especificação	embalagem normal	tamanho da caixa	1 * 40 recipiente HQ pode segurar (PCS)
17,5 * 9,5 centímetros, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / box, 40 caixas / CTN	52 * 19 * 42 centímetros	3,280,000 Pcs
17,5 * 9,5 centímetros, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / box, 40 caixas / CTN	51 * 37 * 30 centímetros	2.400.000 Pcs

Observação: todos podem ser especial personalizado de acordo com suas necessidades reais

Imagens de máscara descartável para o hospital



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

