

## Product details

### Detalhe da China atacado descartáveis duas peças ternos globais:

1. PP (2 peças Pants & Top) V-neck bloqueadas
2. Com capuz não boot, 2 peças (calças & top)
3. Elastic em pulsos e tornozelos, elástica sobre o capô, cinco centímetros elástica ao redor da cintura.
4. Não há fechos, sem botões e nenhum gancho e laço na parte superior. Costura no meio da frente para o topo.
5. Material: SMS; cor azul. Com a mudança Crouch.
6. Leve, respirável; material macio e amigável ao ambiente
7. Durável e confortável; Sem cheiro, sem estimulação

### Especificações da China laranja fábrica de macacões descartáveis:

Nome	China atacado descartáveis duas peças ternos globais, planta China por azuis dois pedaços uniformes geral, azul SMS descartável dois Macacão peça
Tamanho	S-5XL
materiais	SMS45g
Gramas	45g ou como o pedido
MOQ	5,000 pcs
Cor	Azul, etc.
Estilo	1. With capô não boot, 2 peças (calças & top) 2. Elastic em pulsos e tornozelos, elástica sobre o capô, cinco centímetros elástica ao redor da cintura. 3. No, sem botões e nenhum gancho e laço na parte superior. Costura no meio da frente para o topo.
Embalagem	1 suit / polybag, 50 suits / ctn ou como seu pedido
Tempo de entrega	1 * recipiente 40HQ pode ser concluído dentro de 15-20 dias.
Características	Uso protetor segurança, peso leve, conveniência, flexível, econômico, Soft.
Way pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Custódia, PayPal
Amostra	Amostra grátis, podem ser fornecidos gratuitamente para a sua qualidade corrente no prazo de 2 dias
certificados	ISO13485. CE, FDA, Type 5 & 6
aplicações	usado em segurança médica protetora, oficina asséptica, isolamento protetor, eletroeletrônicos fábrica de mineração, alimentos fábrica fazenda pecuária de risco biológico e assim por diante.

### Nosso serviço

- 1, amostra grátis.
- 2, ordem pequena aceitável;
- 3, termos L / C, T / T, D / P disponíveis;
4. FOB, CNF, CIF, termos EXW disponível;
- 5, preço competitivo e estável, porque nós somos fábrica.
- 6, produtos qualificados. 3ª inspeção de produtos parte é aceitável.
- 7, serviço de OEM. Mais opções no material, modelo, tamanho e embalagem;
- 8 e prazo de entrega. O melhor tempo de espera é 25-30 dia para um recipiente 40HQ.
- 9, Profissional serviço de exportação. Documentação, desembaraço, transporte marítimo, tudo em um.
- 10, bom serviço pós-venda. Tomamos queixas de cuidados como gostaríamos de ser seu fornecedor a longo prazo!

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

Q: 1. Serem fabricante ou uma empresa comercial, e quando foi a sua empresa estabelecida?

A: Sim, somos diretamente fabricante, nossa fábrica foi criada em 2003, temos a nossa própria empresa os direitos exportados em 2013.

Q: 2. O que é o volume de negócios anual para a sua empresa?

A: Normalmente, é de cerca de USD18 milhões-20000000, que ainda está em crescimento.

Q: 3. Faça a sua empresa possui sistema de gestão da qualidade, tais como ISO, EN ou certificado (s) CE?

A: Sim, temos CE, ISO13485, FDA. Relatório de alcance e NELSON.

Q: 4. Can eu recebo as amostras grátis para verificação da qualidade? Quanto tempo eu posso obtê-lo?

A: Sim, nossas amostras podem ser fornecidos gratuitamente no prazo de 3-7 dias.

## The happy time with customers

