

Product details

Descrição de China oficina alimentos coat indústria laboratório

1. Material: pp40g
2. Cor: branco,
3. Estilo: punho de malha, gola de malha, com bolsos
4. Tamanho: S-XXXL tamanhos disponíveis
5. Embalagem: 5PCS / polybag, 50PCS / carton e como você exige
- 6.1 * 20 "FCL: 50000PCS (tolerância de diferentes tamanhos e materiais)
7. Mini quantidade da ordem: 5000PCS
8. Certificado: CE, FDA, ISO13485

especificações de China oficina alimentos coat indústria laboratório

Material	pp não tecidos
gramagem	40g, poderia como seu pedido
Estilo	Com gola de malha, com punhos de malha, com bolsos
tamanho	S-6XL
cor	branco, etc.
Embalagem	5pcs / box, 50 sacos / CTN, ou como sua exigência
Design de embalagem	todo o saco e caixa de impressão interno pode ser como seu projeto
aplicações	oficina livre de poeira, hospital, laboratório, indústria alimentar, eletrônico fabrica e assim por diante

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Serem fabricante ou uma empresa comercial, e quando foi a sua empresa estabelecida?

A: Sim, somos diretamente fabricante, nossa fábrica foi criada em 2003, temos a nossa própria empresa os direitos exportados em 2013.

Q: 2. O que é o volume de negócios anual para a sua empresa?

A: Normalmente, é de cerca de USD18 milhões-20000000, que ainda está em crescimento.

Q: 3. Faça a sua empresa possui sistema de gestão da qualidade, tais como ISO, EN ou certificado (s) CE?

A: Sim, temos CE, ISO13485, FDA. Relatório de alcance e NELSON.

Q: 4. Can eu recebo as amostras grátis para verificação da qualidade? Quanto tempo eu posso obtê-lo?

A: Sim, nossas amostras podem ser fornecidos gratuitamente no prazo de 3-7 dias.