

Aplicação de máscara facial descartável ear-circuito

- 1) Para o hospital clínica médica e pacientes, poeira oficina livre, fábrica de alimentos.
- 2) Para prevenir uma propagação de fluidos corporais e conteúdo respingos de sangue.

Características de máscaras hospitalares descartáveis

- 1) máscara facial descartável ear-circuito é feito de 3-camadas, dentro e camadas exteriores são PP não tecido, camada média é de papel padrão filtro de alta N95 / N98.
- 2) O clipe nasal pode ser ajustado confortável de acordo com as diferentes formas de rosto;
O loop de orelha é firme e não é fácil cair;
- 3) Não-irritante e suave, evitando bactérias, poeira, corpo estranho no pneogaster,
- 4) Remova o gás prejudicial, cheiro peculiar, mau cheiro.
- 5) BFE é superior a 99%, CE / ISO13485, padrão Tipo II / Tipo IIR.

PACKAGING de máscara descartável

Especificação	embalagem normal	tamanho da caixa	1 * 40 recipiente HQ pode segurar (PCS)
17,5 * 9,5 centímetros, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / box, 40 caixas / CTN	51 * 19 * 41 centímetros	3.450.000 Pcs
17,5 * 9,5 centímetros, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / box, 40 caixas / CTN	51 * 37 * 30 centímetros	2.400.000 Pcs

Observação: todos podem ser especial personalizado de acordo com suas necessidades reais

especificações de máscara descartável

Material	PP não tecido + papel de alta filtração + PP não tecidos
tecido de peso	Poderia ser como seu pedido
suporte de ouvido	Amarre em ou rloop ea
Tamanho	17,5 * 9,5 centímetros, ou como suas exigências
Cor	branco / azul / verde / rosa / amarelo / laranja / roxo / limão / Capri azul / Borgonha / preto
Embalagem	50 pcs / box de 2000 pcs / CTN, ou como sua exigência
Design de embalagem	todos caixa interna e impressão de embalagem exterior pode ser como seu projeto

aplicações	hospital, laboratório, indústria alimentar, oficina livre de poeira, eletrônico fabrica e assim por diante
------------	--


Por que os clientes nos escolher?

- 1) Nós somos o directo descartável orelha-laço máscara facial fornecedor China, Preço de fábrica.
- 2) A qualidade estável, CE, certificação ISO.
- 3) Capacidade de produção: 1000,000pcs / dia, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias;
- 4) o projeto da embalagem OEM, serviço em 24 horas.

Imagem de máscaras hospitalares descartáveis



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

