laço não tecido na máscara cirúrgica, 3 plys máscara cirúrgica, fábrica de máscaras hospitalares

Propriedades de empate na máscara cirúrgica

- 1) É muito baixa resistência à respiração, livre de cheiro estranho, sem qualquer sensação estimulante;
- 2) bar Nariz pode ser adaptável, confortável, sem fibras de vidro, livre de látex;
- 3) BFE (Eficiência de filtração bacteriana) ≥ 99%
- 4) Utilize a tecnologia de soldagem ultra-sônica, confortável vestindo.

Embalagem de empate na máscara cirúrgica

50 pcs / caixa de de 2000 pcs / ctn

tamanho da caixa: 18 * 10 * 10cm

Tamanho de CTN: 52 * 38 * 42 centímetros

Nossa máscara cirúrgica pode conseguir seguinte padrão de qualidade

1) Em conformidade com a EN14683: 2005

- 2) eficiência de filtração bacteriana (BFE%) & gt; 99%.
- 3) tipo padrão IIR, resistência à penetração por sintética sangue-120mmHg.

Especificações de máscaras hospitalares

Material	PP não tecido + papel de alta filtração + PP não tecidos
Cor	Branco / azul / verde / rosa / amarelo / laranja / roxo / limão / Capri azul / Borgonha / preto
suporte de ouvido	Laço em
bar nariz	Plástico ou metal
Padrão de qualidade	TIPO IIR, EN14683 e FDA
MOQ	100.000 pcs
Preço:	Negociável
Termos de pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Custódia, PayPal
Capacidade de fornecimento	1.000.000 unidades / dia, $1*40$ recipiente HQ pode ser concluído em 15 dias
Tempo de entrega	Normalmente 30 dias após a confirmação da ordem
Detalhes de empacotamento	50 pcs / box de 2000 pcs / CTN, ou como sua exigência

Foto de máscara cirúrgica

