

## Product details

### Indicações de folha de transferência do paciente

- 1) a folha de transferência do paciente é usada para re-posicionar os pacientes.
- 2) recomendam a utilização num único paciente.
- 3) peso pesado não tecido da tela com superfície interna tratada que auxiliam os cuidadores com tarefas de re-posição.
- 4) desliza facilmente em todas as direções e reduz significativamente o atrito e a força necessária para mover os pacientes.

### O recurso de folha de transferência do paciente

Tecido	Polipropileno, SMS, PP + PE
Estilo	Vedação de calor ultra-sônico, com orifício no lado de comprimento
Função	Proteger funcionários e pacientes de infecções cruzadas
Tamanho	195 cm * 85 cm (pode ser feito de acordo com a demanda do cliente)
Cor	Branco, azul, verde, cinza, preto... etc

### Detalhes da embalagem do paciente folha de transferência

Estérel: 1 pcs/papel saco de plástico, 50 pcs/Ctn

Non-esterilizar: 1 PC/saco, 50 pcs/ctn

Ou como suas exigências

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

