

## Cirúrgicos descartáveis redondos bouffant Caps não tecidas fabricantes

### Especificação:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Item                  | Cirúrgicos descartáveis redondos bouffant Caps não tecidas fabricantes   |
| Material              | 9g, 10g, 12g, 14G, 18g, 20g, 25g etc.  |
| Estilo                | Elástico (látex livre), único e duplo estilo elástico  |
| Cor                   | branco, azul, verde  |
| embalagem             | 100pcs/bag, 1000pcs/CTN  |
| projeto da embalagem  | Toda a caixa interna e a impressão da caixa podem ser como seu projeto   |
| Aplicativos           | Médico clínico hospitalar e pacientes.<br>oficina livre de poeira, laboratório, indústria de alimentos, manufaturas eletrônicas e assim por diante |
| MOQ                   | 100.000 PCs  |
| Controle de qualidade | 1. nós não vamos começar a fazer os produtos até que você confirme a amostra.<br>2. a embalagem será à prova de água, úmido-prova e selado         |
| Certificado           | CE, ISO13485, FDA  |

