

**todos [vestido cirúrgico descartável](#). são feitos dos materiais da mais alta qualidade, fornecendo excelente proteção e conforto superior:**

- materiais não lancinados são suaves e confortáveis para eliminar a irritação da pele
- camadas de construção altamente respiráveis permanecem legais, mesmo durante casos longos
- Vário estilo pode ser personalizado de acordo com o seu requisito diferente

### **[Tecido material](#)**

Material SMS.

### **Estilo**

Com velcro no colarinho, amarrar na cintura algemas de malha

### **Dimensões S. ize**

X-3xl.

### **tecido w Oito**

30-60g, c deve Seja como seu pedido

### **cor**

Cor azul

### **certificado**

ISO13485, FDA

### **MOQ:**

10000. PCs.

### **Design de embalagem**

pode ser como seu projeto

### **embalagem**

1 pc / saco de papel de plástico, 50 pcs / ctn, ou como sua exigência

### **Capacidade**

60.000. PCs por dia

### **Tempo de entrega**

7-30 dias

### **[Formulários](#)**

laboratório, consultório, indústria alimentar, Workshop sem poeira, hospital

**A imagem de. vestido cirúrgico descartável.**





Ultrasonic seams  
More firm and durable



Tie-On closure



Hook & Loop  
closure



cover main parts with film



Elastic cuff



Knitted cuff

Multi materials for your choice



PP



SMS



Microporous



