

Product details

Características de vestidos de cirurgia médico

vestidos de cirurgia do médico por sala de operações, jalecos descartáveis são feita a partir de material de polipropileno hidrofóbico, livre de látex; abrasão-resistente; lint baixa; com um elevado grau de repelência de líquidos.

gramas Material: 25-65gsm.

Controle de qualidade

1. We não vai começar a fazer os produtos até a confirmação da amostra. embalagem 2. O vai ser à prova de água, à prova de umidade e selado.

política de amostra

1. Sample de acordo com seu desenho. Tempo de amostragem: 3-5 dias.
2. Design sua própria amostra, então refazê-lo.
3. As amostras existentes Tempo de amostragem: 1day
4. Faça a produção em massa após a confirmação da amostra.

Especificação

Material	PP + PE
Peso	35gsm, etc.
Cor	verde, etc.
tamanho	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Estilo	Amarre on / gancho e laço no pescoço, elástico / braçadeira de malha, padrão ou reforçada
Embalagem	Não estéril, 10 pcs / saco, 10 sacos / CTN. estéril, 1 pcs / saco estéril, 100 pcs / ctn
Design de embalagem	Toda a caixa e embalagem de impressão interno pode ser como seu projeto
tamanho da caixa	58X28X48 cm

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INSTRUMENTS



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Serem fabricante ou uma empresa comercial, e quando foi a sua empresa estabelecida?

A: Sim, somos diretamente fabricante, nossa fábrica foi criada em 2003, temos a nossa própria empresa os direitos exportados em 2013.

Q: 2. O que é o volume de negócios anual para a sua empresa?

A: Normalmente, é de cerca de USD18 milhões-20000000, que ainda está em crescimento.

Q: 3. Qual é o número de empregados na sua empresa?

A: Nossa fábrica é de cerca de 380-400 trabalhadores qualificados, 10 QC do profissional para a qualidade verificar durante cada processo e 10 vendas int'l profissionais com 3-8 anos de experiência na área de comércio Int'l.

Q: 4. Qual é a percentagem da sua distribuição de produtos para local, e exportar?

A: No momento, 90% para exportação, de 10% para local.

