

Product details

Особенности Китай производитель для SMS хирургические халаты

1. Все-в-одном, назад открытие.
2. Хирургический платье является прочным, мягкий, легкий, удобный, истиранию и статические electricit
3. С идеально гладкой поверхности, хирургическое платье способно изгнать неорганические жидкости и предотвратить разбрызгивание химических веществ. Твердая пыль не может прикрепить к мантии, а также.
4. The хирургический халат специально покрытием для эффективного предотвращения вредного, тончайшую пыль, высокая плотность неорганических кислот, щелочей и растворов солей.
5. Доказано, что хирургическое платье обеспечивает защиту от нападения крови, вирус.

Спецификация Китай производитель для SMS-хирургические халаты

описание	Китай производитель для SMS-хирургические халаты, лучшие растения больницы стерильные халаты, одноразовые синий хирургии поставщиком платье
материал	SMS (Полипропилен Спанбонд Нетканые ткани + аэродинамическим способом из расплава Нетканое полотно + Полипропилен Спанбонд Нетканые ткани)
Размер	S (110 * 130см), M (115 * 137см), L (120 * 140см) XL (125 * 150см) 2XL (130 * 150см) или любые другие индивидуальные размеры
вес	16-65gsm доступен (как ваш запрос)
Детали	Стерильные и нестерильные, стандартный и усиленный стиль, стандартные и ультразвуковые, с и без полотенца. Липучка на воротнике, завязывает на талии, трикотажными манжетами
цвет	синий
упаковка	нестерильные, 10 шт / мешок, 50pcs / CTN или 100шт / кор. стерильные, 1 шт / стерильный мешок, 50pcs / CTN или 100 шт / кор
заявка	Медицинский & Amp; здоровье / Бытовая / Лаборатория
Характеристика	Прочный, экологически чистый, нетоксичный, дышащий и гибкие Антиалкогольная, Анти-полукровка, Анти-Ойл, Антибактериальная, Водонепроницаемый, Acid доказательство, доказательство алкалия, УФ-стабилизатор, Non-более мягким
Доставка	Один 40HQ контейнер может быть Finished в пределах 15-25days.
Место хранения	Хранить в сухом, влажность ниже 80%, вентилируемые, неагрессивных газов склад
Условия платежа	T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, Paypal

примечание	1.Это продукт может быть стерилизован оксидом этилена.
	2.Validity: 3 года
OEM	1.Material или другие характеристики могут быть в соответствии с customers'requirements. 2.Customized Logo / бренд распечатаны. 3.Customized упаковка доступна.
сертификат	CE, ISO13485, FDA

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are Вы производитель или торговая компания, и когда была ваша компания создана?

A: Да, мы непосредственно производителем, наша фабрика была основана в 2003 году, мы имеем нашу собственную компанию экспортированную прав в 2013 году.

Вопрос: 2. Что годовой оборот для вашей компании?

Ответ: Как правило, она составляет около \$ 18 миллионов 20 миллионов, он по-прежнему в выращивании.

Вопрос: 3. Есть ли у вашей компании есть какие-либо системы менеджмента качества, такие как ISO, EN или сертификат (ы) CE?

A: Да, у нас есть CE, ISO13485, FDA. REACH и отчет Нельсоном.

Вопрос: 4. Can я получаю бесплатные образцы для проверки качества? Сколько времени я

могу получить его?

А: Да, наши образцы могут поставляться бесплатно в течение 3-7 дней.