

ВВЕДЕНИЕ ОДИНЦОВАЯ КЛАПА:

Имя бренда: ORIENT HONEST

Номер модели: OH-1001, OH1002, OH1003

Сертификация: CE / ISO13485 / FDA

Место происхождения: Китай

Материал : Pp неткат

Цвет: Белый, зеленый, синий, розовый, желтый, розовый, оранжевый, фиолетовый, красный (все цвета могут быть доступны)

Стиль: эластичные крышки клипа

Масса: 10G-30G

Размер: 18 " □ 19 " □ 21 " □ и т.д.

Детали упаковки: 100 шт./Сумка, 20 ПК/СТН

Спецификации одноразовой крышки клипа:

Товар:	Медицинские расходные материалы высококачественный красочный нетканый одно или двойной эластичный 19 " 20 " '21' " Одноразовый крышка зажима на заказ
Материал:	Нетканый стр с упругими
Граммаж:	10g ~16грамм
Стиль:	Один упругой или двойной эластичный
Размер:	19 ", или 18 ", 20 ", 21 " ', так далее.
Цвет:	Белый, зеленый, желтый, Синий, так далееАнкет
МОк	100B000 шт
Упаковка:	100 шт./Сумка; 2000pcs/ctn
Заявление:	за семья, Медицинский, хирургический, фармацевтический, лабораторный, промышленный секторс, картина, чистящая комната и т. Д.
Хранилище:	Хранится в сухой влажности ниже 80%, вентилируемых некоррозионных газов склад
Условия платежа:	T/T, L/C, PayPal, D/P, D/A и т. Д.
Другой сервис:	OEM и индивидуальный логотип/бренд
Сертификация:	CE, ISO13485, FDA

Особенности одноразовой крышки клипа:

- 1 Дышащий, неабирбентный, долговечность
- 2 С одному или двойной эластичной, в форме плиссированной или формы зажима с различными цветами.
- 3 Эффективность фильтрации бактерий (BFE) достигла 99,1%. Эта скорость намного выше, чем обычный стандарт 97%.

4 Бесплатные образцы и настройка доступны

5 Крышка в форме клипа перед развернутой

6 Мы могли бы гарантировать лучшие качества, быстрая доставка, разработка новый материал Анкет

Фотографии одноразовой крышки клипа:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





