

Показания из Одноразовые шкуры для обуви:

Для больниц клинической медицинской и пациентов, магазин без пыли, магазин продовольственной фабрики.

Упаковка из Одноразовые шкузы:

100шт/ сумки, 2000 пт/ CTN. Размер картонной коробки: 36*29*54 см., 1*40Container может загружать 2400000 шт.

Имя	обувная чехла
Материал	PP, PP+PE, CPE
Стиль	Шитье, автоматическая машина сделана
Размер	38x15см, 40x15см, 41x17см... ..
Цвет	Белый, синий, зеленый, красный цвет может быть доступен.
упаковка	100шт/сумки, 2000 пт/CTN
Упаковочный дизайн	Вся внутренняя коробка и картонная печать могут быть как ваш дизайн
Могил	50000 ПК
Образец	может быть предоставлен бесплатно для проверки качества в течение 3 дней
Платеж	T/T, PayPal, Western Union, L/C, D/A, D/P, Descrow,
Срок поставки	Емкость: 600 000 процентов/день, 1*40HQ может быть закончен в течение 30 дней;
Порт FOB	Ухан/Шанхай/Нинбо/Гуанчжоу





