

Одноразовый Не тканое медицинское одеяло изготовлено из не вплетенного и полицера на стороне.

предоставляет **тепло** а также **комфорт** Во время чрезвычайной помощи

Широко используется для использования с одним пациентом

Идеально подходит для чрезвычайной помощи, наборов первой помощи, центров неотложной помощи, больниц и других медицинских учреждений

Этот материал не содержит латекса

Материал:

100% полиэстер внутри, вне PP не Плетеной

Особенность: одноразовый, водонепроницаемый

Тип: Flat Sheet, совместные одеяла

форма: прямоугольный

pattern: striped

Использование: отель, одноразовый, больница

is_customized: да

Вес: 220-700G

Season: Four Seasons

Название продукта: одноразовое медицинское одеяло

Ключевые слова: одноразовые

Цвет: синий, белый или индивидуальный

Ткань: 100% полиэстер ПП не ткани

Использование: авиакомпания, больница, дом престарелых

логотип: принять настраиваемый логотип

Design: Принять пользовательские проекты

Пакет: 1pc/poly Bag

Photo









orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

