

## применение одноразовые ушной петли маска для лица

- 1) Для больницы клинического медицинского и пациентов, незапыленном цеха, фабрики пищевых продуктов.
- 2) Для предотвращения распространения жидкостей тела и содержания брызг крови.

## Особенности одноразовые маски больничные

- 1) Одноразовая уха петли маска состоит из 3-х слоев, внутри и снаружи слои PP не тканый, средний слой высокий стандарт бумажный фильтр N95 / N98.
- 2) Носовой зажим может быть отрегулирована в соответствии с удобной различных форм лица; Петля уха является твердой и не так легко упасть;
- 3) Не раздражает и мягкий, избегая бактерий, пыли, инородное тело в рнеogaster,
- 4) Удалить вредный газ, специфический запах, вонь.
- 5) BFE составляет более 99%, CE / ISO13485, стандартного типа II / тип IIR.

## packaging из одноразовые маски

Спецификация	Нормальная упаковка	Размер коробки	1 * 40 HQ контейнер может держать (шт)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 шт / коробка, 40 коробок / CTN	51 * 19 * 41cm	3,450,000 шт
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 шт / коробка, 40 коробок / CTN	51 * 37 * 30cm	2,400,000 шт

Примечание: все они могут быть специальные настроены в соответствии с вашими фактическими потребностями

## характеристики одноразовые маски

материал	PP нетканая + высокая фильтрация бумага + PP Non Woven
вес ткани	Может быть как ваш запрос
петля уха	Завяжите на или ea Rloop
Размер	17.5 * 9.5cm, или как ваши требования
цвет	белый / синий / зеленый / розовый / желтый / оранжевый / фиолетовый / лимон / Carpi синий / Бордо / черный
упаковка	50 шт / коробка, 2000 шт / CTN, или как ваше требование
дизайн упаковки	все внутренняя коробка и наружная коробка печать может быть как ваш дизайн

Приложения	больницы, лаборатории, пищевая промышленность, мастерская пыли, электронных производств и т.д.
------------	--


### **Почему клиенты выбирают нас?**

- 1) Мы являемся прямым одноразовые ушной петли маска для лица поставщик Китай, Заводская цена.
- 2) Стабильное качество, CE, сертификация ISO.
- 3) Производственная мощность: 1000,000pcs / день, 1 \* 40HQ может быть закончена в течение 10-15 дней;
- 4) конструкция OEM упаковка, обслуживание в течение 24 часов.

### **Изображение одноразовых больничных масок**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

