

Наши преимущества:

1. FDA, CE, ISO13485 сертификации.
2. One остановка службы: отличные одноразовые медицинские расходные материалы.
3. приветствовать любые требования OEM.
4. квалифицированные продукты, 100% новый бренд материал, безопасности и гигиены.
5. предлагаемых бесплатных образцов.
6. профессиональные перевозки при необходимости.
7. Полная серия послепродажное обслуживания системы.

Технические характеристики:

Элемент	Медицинские PP не атласное белые шапки Одноразовые хирургические для больницы
Материал	ПП 10g
Стиль	один Эластичное
Размер	21 дюйм
Цвет	Белый
Упаковка	Обычно: 100шт/мешок, 20bags/ctn, 2000шт/ctn. 1 контейнер 20ft можно загрузить около 900 cartons(1,800,000pcs), один из контейнера 40hq можно загрузить о 2200cartons(4,400,000pcs).
Дизайн упаковки	Все внутренние коробки и коробки печать может быть как ваш дизайн
Приложения	Клиническая больница медицинского персонала и пациентов. пыль бесплатный семинар, лаборатории, Пищевая промышленность, электронных производств и др.
MOQ	100, 000PCS
Контроль качества	1. Мы не начнут сделать продукты до тех пор, пока вы подтверждаете образца. 2. упаковки будет доказательство воды, влагостойкие и герметичные