

Ксиантао поставщик на одноразовый лист с тяжелым грузом, утвержденный

В Спецификация листок слайдов с тяжелым грузом

Материала	Полипропилен
Цвет	синий
Стиль	Ультразвук Теплоизоляция, с отверстием на стороне длины
Размер	195км * 85км (может быть сделано в соответствии с требованием клиента)
Приложения	Больница, чрезвычайная ситуация центр, клиника
МОК	5 000 ПК
Цен	Оборот
Условия оплаты	T/t, L/C, d/A, d/P, западный союз, Депозитный счет, PayPal
Возможность поставки	10, 000пкс/день, 1 * 40 штаб-квартира контейнер может быть завершен за 15 дней
Время доставки	Согласно количество, обычно 30дайс после сдачи
Сведения о упаковке	Стерильные: 1 ПК/бумажный пластиковый пакет, 50 ПК/КТН Не стерилизация: 1 ПК/сумка, 50 ПК/КТН Или как требования

Функции из РР.

- 1) Сделан из высокое качество нонволен ткани, не тканью SMS, РР или РР + РЕ 60г-120г;
- 2) С рукоятка, легко используемая для передачи тела пациента;
- 3) Поддерживает до 300 фунтов. Размер: 85км W x 195км л

Рисунок РР.



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

