

## одноразовое нескаженное лабораторное пальто

Особенность продукта:

1. Размер: S 96 \* 140 \* 57см M 100 \* 144 \* 57 см L 104 \* 148 \* 57 XL 108 \* 152 \* 58
2. С высоким уровнем отталкивающей жидкости.
3. Кейд из гидрофобных SMS, PP, PP + PE. СРЕ, микропорный материал
- 4, без латекса; износостойкий; низкий свет; полностью непроницаемая жидкость.
5. Предназначен для оптимальной защиты, удобное ношение.
6. Белый, синий, зеленый, желтый, красный, может быть доступен. Индикации одноразовые стоматологические лабораторные лаборатории широко используются в медицинских защитных платьях, асептических мастерских платьях, защитной изоляции, заводской заводской электроники, еда заводской фабрики животноводства и т. Д.

Наши преимущества:

Производитель производитель, одноразовые стоматологические лабораторные пальто, любые цвета.

- 2, ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS, микропористые,
3. Capacity: 10 000 шт. / День, 1 \* 40хк может быть завершен в течение 10-15 дней;
4. Хороший барьер для жидкости и дышащей, укладки OEM, обслуживание в течение 24 часов.

Спецификации продукта:

Кодовое число	ОН-4000.
Цвет	Белый, другие, как синий, темно-синий и т. Д.
Материалы	Не тканые SMS 35GSM, диапазон веса от 30 до 60 г. Он изготовлен из полипропилена Spun Bond нетканой ткани + расплавленные нетканые нетканые ткани + полипропиленовая облигация нетканая ткань, латексная свободная, устойчивость к истиранию, низкий свет, с высоким уровнем отталкивающей жидкости, хороший барьер к крови, жидкости для тела и патогены.
Стиль	Трикотажная манжета и воротник, спереди с 4шт. Кнопки, 2 кармана
Размер	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL (детали, вы можете проверить ниже)
Упаковка	5 шт. / Сумка, 50 шт. / CTN, 10 шт. / Сумка, 10 мешков / CTN, как ваше требование
Наш стандарт	CE, ISO13485, FDA

Лабораторное пальто стиль для вашей справки

Переднее открытое: с кнопками, с молнией, с волшебной лентой,


Манжета: с открытыми запястьями, с эластичными запястьями, с вязаными манжетами,

Воротник: с одним воротником, с двойным воротником, с вязанным воротником,


Дополнительно: с карманами, без / нет карманов




single collar,  
open wrist



single collar,  
elastic wrist



knit collar,  
knit wrist  
3 pockets



single collar,  
open wrists  
3 pockets



single collar,  
elastic wrists  
3 pockets

Наша нормальная упаковка:

1. ПК / Сумка, 50 шт. / CTN, как ваши требования
2. Нестерильный (стерильный доступный)
3. Размер коробки: 30 \* 28 \* 38см, 0,0475 кБМ в качестве ваших требований
4. Если вы покупаете 1x20GP, можете загрузить 861КТН, количество будет 43050 шт.

Если вы покупаете 1x40HQ, можете загрузить 2114СТН, количество будет 105700 шт.

Часто задаваемые вопросы

1. Вы производитель или торговая компания? Когда была создана ваша компания?

Да, мы прямо производитель, наш завод был создан в 2003 году.

2. Какой годовой оборот для вашей компании?

В прошлых годах это было около 18 миллионов долларов США-20 миллионов, оно все еще растет.

3. Какое количество сотрудников в вашей компании?

Наша фабрика составляет около 380-400 квалифицированных работников, 10 профессиональных QC для проверки качества во время каждого процесса и 10 профессиональных продаж INT'L с 3-8-летним опытом работы в торговом отделении Int'L.

4. Каков процент вашего распространения ваших продуктов для местных и экспорта?

В настоящее время 90% на экспорт, 10% для местных.

5. Какие основные страны вы экспортируете?

Германия, Швейцария, Австрия, Италия, Франция, Великобритания, США, Саудовская Аравия, Чили, Мексика, Перу, Бразилия, Корея, Япония, Таиланд и так далее.

6. Если вы предоставляете нам обзор ассортимента продуктов, которые вы специально производители?

Наша собственная фабрика в основном производит все виды одноразовых масок лица, колпачков, комбинезон, хирургических платьев, лабораторных пальто, кроватей, рукава рычага, крышки для обуви, хирургические драпировки, дождевые понче, фартуки и так далее.

7. Сколько производственных линий для вашего основного ассортимента продуктов?

2 производственные линии для ткани PP, SMS, PP / PE материал. 2 Свободные семинары для пыли для хирургических стерильных продуктов 5 Автоматические шапки и 5 автоматических машин бухты для обуви. 10 автоматических машин для маски лица.

8. Какова ваша выходная способность для вашего основного диапазона продукта?

Маска для лица Емкость: 1000 000 штук / день. Комбинезон, хирургические платья, лабораторное пальто, емкость кровати: 10000 штук / день. Емкость CAPS: 200 000 штук / день. Каждый 1 \* 40HQ может быть завершен в течение 7-10 дней.

9. У вашей компании есть любая система менеджмента качества, такая как ISO, EN или CE сертификат (ы)?

Да, у нас есть CE, ISO13485, FDA, REACH, SGS и NELSON.

10. Могу ли я получить бесплатные образцы для проверки качества? Как долго я могу получить это?

Да, наши образцы могут быть предоставлены бесплатно в течение 3-7 дней.

11. Можем ли мы распечатать наш логотип в продуктах или упаковке?

Да, все продукты могут быть на заказ, и весь пакет можно напечатать как ваши произведения искусства.

12. Каковы ваши продукты срока годности?

Около 3-5 лет.

13. Каковы ваши обычные условия оплаты?

Для первого порядка 30% Т / Т заранее, 70% будут выплачены перед загрузкой или L / С. Мы можем обсудить его дальше через несколько раз сотрудничество.

14. Каково ваше MOQ каждой продукции?

Маска для лица / крышки / крышки / обуви / рукава рукава Каждый MOQ: 50 000 штук. Одежда и простыни MOQ: 5000 штук.

15. Как вы решаете проблемы с качеством, если таковые имеются?

Наша фабрика будет уделять наибольшее внимание любым вопросам качества. Мы будем глубоко исследовать корневую причину проблем и найти лучшее решение, чтобы избежать любых будущих проблем. Между тем мы будем соответствовать компенсации для наших клиентов.





<https://www.china-disposable.com/products/yellow-color-dissable-isolation-gown.html#.ypqqm-gzauk>