

Введение одноразового использования зажима колпачка:

Имя бренда: ORIENT HONEST

Номер модели: ОН-1001, ОН1002, ОН1003

Аттестация: CE / ISO13485 / FDA

Место происхождения: Китай

материал : PP нетканый

Цвет: белый, зеленый, синий, розовый, желтый, розовый, оранжевый, фиолетовый, красный (все цвета могут быть доступны)

Стиль: Упругая закладка колпачки

Вес: 10г-30г

Размер: 18 ", 19 ", 21 ", и т.д.

Детали упаковки: 100 шт / мешок, 20 шт / кор

Характеристики одноразового использования зажима колпачка:

Продукт:

'20' '21' 'нестандартного размера одноразового использования зажима крышка медицинских расходных материалов высокого качества красочные Нетканые одинарной или двойной эластичной 19'

Материал:

Нетканые С. с резинкой

Вес бумаги:

10г ~16г

Стиль:

Single эластичное или двойной эластичный

Размер:

19 ", или 18 ", 20 ", 21 ", и т.д.

Цвет:

Белый, зеленый, желтый, Синий, и т.д,

МОQ

100,000pcs

Упаковка:

100шт / мешок; 2000pcs / CTN

Заявка:

для домашнее хозяйство, медицинская, хирургическая, фармацевтическая, лабораторными, промышленный секторс, картина, Уборка помещений и т.д.

Место хранения:

Хранить в сухом, влажность ниже 80%, вентилируемые, неагрессивных газов склад

Условия платежа: T / T, L / C, Paypal, D / P, D / A, и т.д..


Другие услуги: OEM и персонализированный логотип / бренд

Аттестация: CE, ISO13485, FDA

Особенности одноразового использования зажима колпачка:

1. Дышащий, не впитывает влагу, долговечность
2. С одинарным или двойным эластичным доступны, в складку или зажима формы с различными имеющимися цветами.
3. Эффективность Бактерии фильтрации (BFE) достигла 99,1%. Этот показатель намного выше, чем нормальный стандарт 97%.
4. Бесплатные образцы и настройки доступны
5. Clip-формы крышки перед развернутом
6. Мы можем гарантировать лучшее качество, быстрая поставка, разработка нового материала,

Фотографии одноразового использования зажима колпачка:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

