

## Product details

### Описание безопасности оптовик красный одежды спецодежды

Тип ткани: Polypropylene,

Ткань грамм: 30gsm, и т.д.

Размер: Обычный размер, S, M, L, X-Large, 2X-Large, 3X-Large, 4X-Крупнейшими

Цвет: красный и т.д.

Дело в упаковке: 10 каждый в полиэтиленовый пакет, 5 в случае полиэтиленовых пакетов

По 1 на полиэтиленовый пакет, 50 полиэтиленовых пакетов на случай

Примечание: Удельный вес ткани, размеров, цветов и упаковки доступны по запросу

### Применение безопасности оптовик красный одежды спецодежды

-Строительство Строительство, больницы.

-Fiber Экспозиции и стекловолокна для производства изделий из

-Pharmaceutical производство

-Painting И распыляя семинар

-Электронный Монтаж и изоляция кладка

-Mining, Дерево и обработка металла

-Motor Транспортных средств и судостроение

-Agriculture И ветеринарные услуги

-Asbestos Удаления, зачистки и ясном вверх или погрузочно-разгрузочных

### Политика образца

1. Образец согласно вашему чертежу конструкции. Время выборки: 3-5 дней.
2. Создайте свой собственный образец, а затем переделать его.
3. Существующие образцы Время выборки: 1день
4. Сделайте массовое производство после того, как вы подтвердите образец.

### Контроль качества

1. Мы не начнем сделать продукты до тех пор, пока подтвердить образец.
2. Упаковка будет водонепроницаемым, влагостойкие и запечатаны

### Спецификация безопасности оптовик красный одежды спецодежды

имя

безопасности оптовик красная одежда, комбинезоны одноразовые безопасность исправно работающий форма, полипропилен безопасности поставщик спецодежды

материал


PP или PP / PE, SMS, SMMS, микропористой,

Стиль	С / без капюшона с / без упругой в талии, с / без ботинок может быть доступна.
Размер	S-6XL
цвет	красный и т.д.
упаковка	5шт / коробка, 10 мешков / CTN
дизайн упаковки	все внутренняя коробка и коробка печать может быть как ваш дизайн
MOQ	5000 шт
Образец	может поставляться бесплатно для проверки в течение 3-х дней вашего качества
путь компенсации	T / T, PayPal, Вестерн Юнион, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Срок поставки	Вместимость: 10,000pcs / день, 1 * 40HQ может быть закончена в течение 10-15 дней;
франко гавань	Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest  
MEDICAL INTEREST OPD



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

**Q: 1. Are Вы производитель или торговая компания, и когда была ваша компания создана?**

A: Да, мы непосредственно производителем, наша фабрика была основана в 2003 году, мы имеем нашу собственную компанию экспортированной прав в 2013 году.

**Вопрос: 2. Что годовой оборот для вашей компании?**

Ответ: Как правило, она составляет около \$ 18 миллионов 20 миллионов, он по-прежнему в выращивании.

**Вопрос: 3. Есть ли у вашей компании есть какие-либо системы менеджмента качества, такие как ISO, EN или сертификат (ы) CE?**

A: Да, у нас есть CE, ISO13485, FDA. REACH и отчет Нельсоном.

**Вопрос: 4. Can я получаю бесплатные образцы для проверки качества? Сколько времени я**

могу получить его?

А: Да, наши образцы могут поставляться бесплатно в течение 3-7 дней.

## The happy time with customers

