

:التعينة والتغليف قناع الوجه مع الشعار

تفاصيل	التعينة العادي	حجم الورق المقوى	يمكن أن تعدد (أجهزة HQ حاوية 40 * 1 * الكمبيوتر)
17.5 * 9.5cm, 3-ply, 18 + 20 + 20 جرام	جهاز كمبيوتر شخصى 50 // مربع، 40 صناديق CTN	52 * 19 * 42cm	جهاز كمبيوتر شخصى 3,280,000
17.5 * 9.5cm, 3-ply, 25 + 25 + 25 جرام	جهاز كمبيوتر شخصى 50 // مربع، 40 صناديق / CTN	51 * 37 * 30 سم	جهاز كمبيوتر شخصى 2,400,000

ملاحظات: يمكن أن تكون كلها مخصصة خاصة وفقاً لمتطلباتك الفعلية

:مواصفات قناع الوجه مع الشعار

أصل	Xiantao, الصين
مادة	غير المنسوجة (مقاومة منخفضة جداً للتنفس، خالية من الرائحة PP + غير المنسوجة + مرشح PP (الخارجية، دون أي شعور محفز
وزن	جرام / 25 + 20 + 25 + 20 + 25 جرام (مربيحة، بدون ألياف 15 + 20 + 25 جرام / 25 + 20 + 20 + 20 جرام (زجاجية، محضر اللاتكس
أسلوب	(مرونة الأذن حلقة / التعادل على (اللاتكس مجانا
بحجم	(طفل) 7cmx9.5cm (12) (14.5cmx9.5cm بالغ) (14.5cmx9.5cm للأطفال)
اللون	الأبيض والأزرق والأصفر والوردي والبرتقالي والأرجواني والأحمر (كل الألوان يمكن أن تكون متاحة)
تصميم التعينة	يمكن أن يكون كل مربع الداخلية وطباعة الكرتون كما التصميم الخاص بك
حجم الورق المقوى	52x38x30cm / 52x19x42cm.
التطبيقات	مستشفى، مختبر، صناعة المواد الغذائية، ورشة عمل خالية من الغبار، المصنوعات الإلكترونية وهلم جرا

:التفاصيل صور قناع الوجه مع الشعار







