

رقائق قناع الوجه الجراحية، ومكافحة فيروس قناع التنفس، وتستخدم مرة واحدة قناع الوجه الأسنان 3

المعلومات من 3 رقائق قناع الوجه الجراحية

- 1) PP غير المنسوجة + ورقة عالية الترشيح + غير المنسوجة PP: المواد
- 2) الأذن حلقة: التعادل أو مرنة حلقة الأذن
- 3) شريط الأنف: البلاستيك أو المعدن، ومرنة، وتركيب ثابت
- 4) الحجم: 17.5 * 9.5 سم، حجم واحد يناسب الجميع
- 5) اللون: أبيض / أزرق / أخضر / وردي / أصفر / برتقالي / الأرجواني / ليمون / كابري الأزرق / بوجوندي / الخلفي

التعبئة والتغليف من قناع التنفس

مواصفة	التعبئة العادية	حجم الكرتون	يمكن أن تعقد HQ حاوية 1 * 40 (كوميبيوتر)
17.5 * 9.5CM, 3ply, 18 + 20 + 20G	جهاز كمبيوتر 50 شخصي / مربع، 40 صناديق / الشركة التونسية للملاحة	52 * 19 * 42CM	3280000 قطعة
17.5 * 9.5CM, 3ply, 25 + 25 + 25G	جهاز كمبيوتر 50 شخصي / مربع، 40 صناديق / الشركة التونسية للملاحة	51 * 37 * 30CM	2,400,000 جهاز كمبيوتر شخصي

ملاحظة: يمكن للجميع أن تكون خاصة حسب الطلب وفقا للاحتياجات الفعلية الخاصة بك

ميزة لدينا

- 1) ونحن على الصانع للأسنان قناع الوجه مع 12 عاما من التاريخ، لدينا ميزة كبيرة في السعر والتكنولوجيا؛
- 2) حاوية يمكن أن تنتهي في 15 يوما HQ قوي الطاقة الإنتاجية: 1 * 40
- 3) فريق المبيعات واعدة: الخدمة خلال 24 ساعة
- 4) عينة مجانية، عينة يمكن أن تنتهي في 3 أيام؛
- 5) مسجل FDA، CE، شهادات، ISO9001، ISO13485، التامين عالية الجودة

صورة 3 رقائق قناع الوجه الجراحية

