

## مخصصة الأقنعة الجراحية، و 99% قناع ترشيح طبيب الأسنان وجهه، 3 ply اللاتكس الحرة قناع الوجه لخدمات الطعام

### أوصاف أقنعة جراحية مخصصة

- 1) ومطوي 3 رقائق توفر حماية جيدة ومقاومة السوائل
- 2) ومن خالية اللاتكس 100% والألياف الزجاجية مجانا، وجميع المواد غير قابلة للتهيج والرائحة
- 3) أضعاف في شكل قناع أفضل شكل مخروط لأقصى قدر من الحماية
- 4) متوفر في اللون الشعبي، لدينا 11 الألوان الآن
- 5) 99% GT. ميكرون و 3 BFE و 99% GT. ميكرون و 0.1 PFE
- 6) مقاومة السوائل، مم زئبق: 80
- 7) انها خط الدفاع الأول في أي حالات الطوارئ البيولوجية أو الوباء

### تطبيق قناع الوجه طبيب الأسنان

- 1) لمستشفى السريرية الطبية والمرضى والغبار ورشة عمل مجانية، مصنع المواد الغذائية
- 2) منع انتشار سوائل الجسم والمحتوى دفقة الدم

### التعبئة والتغليف من قناع الوجه لخدمات الطعام

مواصفة	التعبئة العادية	حجم الكرتون	يمكن HQ حاوية 40 * 1 (أن تعقد كومبيوتر)
17.5 * 9.5CM, 3ply, 18 + 20 + 20G	جهاز كمبيوتر شخصي / 50 مربع، 40 صناديق / الشركة التونسية للملاحة	52 * 19 * 42CM	3280000 قطعة
17.5 * 9.5CM, 3ply, 25 + 25 + 25G	جهاز كمبيوتر شخصي / 50 مربع، 40 صناديق / الشركة التونسية للملاحة	51 * 37 * 30CM	2,400,000 جهاز كمبيوتر شخصي

ملاحظة: يمكن للجميع أن تكون خاصة حسب الطلب وفقا للاحتياجات الفعلية الخاصة بك

### صورة أقنعة جراحية مخصصة



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

