

Product details

المواد من قناع طبي لطيف

غير المنسوجة سيونبوند + تذوب في مهب ورق الترشيح + محبوكة سيونبوند (1) 3layers
(2) نسيج لديها أقصى قدر من المقاومة السائل وحماية ضد سوائل الجسم
(3) البكتيرية الترشيح الكفاءة: 99.7٪، الجسيمات الترشيح الكفاءة: 98.5٪،
حجم الجسيمات: 0.1 ميكرون

أداء الأطفال يواجهون قناع

لحام الترا سونيك يضمن أقوى قناع شيدت، ويزيل الثقوب والعيوب (1)
(2) قطعة قابل للتعديل الأنف لأكثر ملاءمة ومريحة جدا للارتداء

شروط التجارة العرف المطبوعة قناع جراحي

موك	جهاز كمبيوتر شخصي 500,000
شروط الدفع	ويسترن يونيون، الضمان، باي بال، T / T، L / C، D / A، D / P،
قدرة العرض	جهاز كمبيوتر شخصي / يوم 1,000,000
موعد التسليم	وفقا لكمية
تفاصيل التعبئة	جهاز كمبيوتر شخصي / مربع، 2000 جهاز كمبيوتر شخصي / الشركة التونسية 50 للملاحة، أو وفقا للشرط الخاص بك

Product display




orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





The regular shipment way

