

< [قناع الوجه بالأبيض والأسود> للبالغين 4ply KF94](#)

الخصائص الرئيسية:

- الخصائص الرئيسية: قناع الوجه بالأبيض والأسود للبالغين 4ply KF94
- الخصائص الرئيسية: قناع الوجه بالأبيض والأسود للبالغين 4ply KF94
- الخصائص الرئيسية: قناع الوجه بالأبيض والأسود للبالغين 4ply KF94

< [قناع الوجه بالأبيض والأسود> للبالغين 4ply KF94](#)

>

قماش Material	1: PP غير منسوج (طباعة مخصصة) 2: طباعة مخصصة 3: الطبقة 4: PP غير المنسوجة
أسلوب	مع حلقة ، 4ply الأذن المستديرة
الابعاد ize	20*8 cm
Fabric W الوزن	30 GSM + 25GSM + 25GSM+25gsm الوزن
color	قناع ملون
	ISO13485 FDA
موك:	20000pcs
الخصائص التيتميز بها	الخصائص التيتميز بها الخصائص التيتميز بها
الخصائص التيتميز بها	5 0 PCS/B ox 200 0 s/ctn الخصائص التيتميز بها
الإمكانية	1 مليون دولار PCS
موعد التسليم	7-30

Applications	□ □□□□□□□
	□ □□□□□□□
	□□□□□، عيادة
	□□□□□□□□
	□ □□□□□□□□□
	□□ □□□□□ □□□□□
	□□□□□□□□
	□□□□□□□□

>

>

قناع الوجه KF94 <□□□□ply 4<







orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

