

## تطبيق قناع لعملية جراحية

- 1.For المستشفى السريرية والمرضى والغبار ورشة عمل مجانية، مصنع المواد الغذائية.
- 2.To منع انتشار سوائل الجسم والمحتوى دفقة الدم.

## معالم الجراحية قناع الوجه القابل للتصرف

- 1) PP غير المنسوجة + ورقة عالية الترشيح + غير المنسوجة PP: المواد
- 2) اللون: أبيض / أزرق / أخضر / وردي / أصفر / برتقالي / الأرجواني / ليمون / كاجي الأزرق / بورجوندي
- 3) الأذن حلقة: التعادل أو مرونة العمليات الجراحية يمكن التخلص منها قناع الوجه
- 4) للطفل ICM الحجم: 9.5 \* 17.5 سم للبالغين. 9.5 \* 14.5 \* 12.5 \* 7.5
- 5) شريط الأنف: البلاستيك أو المعدن، ومرونة، وتركيب ثابت

## التعبئة والتغليف من أقنعة الوجه الطبية مع تصميم

مواصفة	التعبئة العادية	حجم الكرتون	يمكن HQ حاوية 1 * 40 (أن تعقد كومبيوتر)
17.5 * 9.5CM, 3ply, 18 + 20 + 20G	جهاز كمبيوتر شخصي / 50 مربع، 40 صناديق / الشركة التونسية للملاحة	52 * 19 * 42CM	3280000 قطعة
17.5 * 9.5CM, 3ply, 25 + 25 + 25G	جهاز كمبيوتر شخصي / 50 مربع، 40 صناديق / الشركة التونسية للملاحة	51 * 37 * 30CM	2,400,000 جهاز كمبيوتر شخصي
ملاحظة: يمكن للجميع أن تكون خاصة حسب الطلب وفقا للاحتياجات الفعلية الخاصة بك			

## مصنعنا

- 1) المصنع مع 12 عاما من التاريخ في انتاج الجراحية المتاح قناع الوجه، وجميع أنواع المنتجات واقية يمكن التخلص منها
- 2) حاوية يمكن أن تنتهي في 15 يوما HQ قوي الطاقة الإنتاجية: 1 \* 40
- 3) مبيعات واعدة فريق: الخدمة خلال 24 ساعة
- 4) مسجل FDA، CE، شهادات، ISO13485، ISO9001، التأمين عالية الجودة

## شروط التجارة الأقمعة الطبية مع تصميم

موك	جهاز كمبيوتر شخصي 100,000
السعر	قابل للتفاوض
شروط الدفع	ويسترن يونيون، الضمان، باي بال T / T، L / C، D / A، D / P،

قدرة العرض	حاوية يمكن أن تنتهي في 15 HQ جهاز كمبيوتر شخصى / يوم، 1 * 40 1,000,000 يومًا
موعد التسليم	عادة بعد 30 يومًا تأكيد هذا الأمر
عينة	عينة مجانية، ويمكن أن تكون مستعدة بشكل جيد في 2 أيام

### صورة لقناع الوجه الطبي مع تصميم





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

