

المضادة للبكتيريا قناع الوجه الجراحية، غرف الأبحاث الأقنعة الطبية، غير المنسوجة قناع الوجه المورد

ميزة من قناع الوجه الجراحية

- 1) ثلاثي الأبعاد التصميم: محددة أقنعة مكافحة السارس، والتعقيم، ومكافحة انفلونزا والغبار
- 2) مع مقطع الأنف: مرنة، وتركيب ثابت
- 3) حافة الجميلة: حافة حرارة كامل حزمة تكنولوجيا الختم
- 4) التعادل في حلقة الأذن: مريحة ومجهزة

مواصفات الأقنعة الطبية

مادة	PP غير المنسوجة + ورقة عالية الترشيح + غير المنسوجة PP
وزن النسيج	يمكن أن يكون كما طلبك
حلقة الأذن	التعادل أو حلقة الأذن الأقنعة الطبية
حجم	أو والاحتياجات الخاصة بك، 17.5 * 9.5CM
اللون	أبيض / أزرق / أخضر / وردي / أصفر / برتقالي / الأرجواني / ليمون / كابي الأزرق / بوجوندي / أسود
حزم	جهاز كمبيوتر شخصي / مربع، 2000 جهاز كمبيوتر شخصي / الشركة التونسية 50 للملاحة، أو وفقا للشرط الخاص بك
تصميم التعبئة والتغليف	كل مربع الداخلية وطباعة الكرتون الخارجي يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
التطبيقات	المستشفى، والمختبرات والصناعات الغذائية، ورشة عمل خالية من الغبار والالكترونية تصنيع وهلم جرا

شروط الدفع قناع الوجه الجراحية

موك	جهاز كمبيوتر شخصي 100,000
السعر	قابل للتفاوض
شروط الدفع	ويسترن يونيون، الضمان، باي بال، T / T، L / C، D / A، D / P،
قدرة العرض	حاوية يمكن أن تنتهي في 15 HQ جهاز كمبيوتر شخصي / يوم، 1 * 40 1,000,000 يوما
موعد التسليم	عادة بعد 30 يوما تأكيد هذا الأمر
عينة	عينة مجانية، ويمكن أن تكون مستعدة بشكل جيد في 2 أيام

صورة غير المنسوجة قناع الوجه

