

نوع الجراحية قناع، قناع البولي بروبلين غير المنسوجة، bacteria مكافحة حبل مطاط مصنع قناع المستشفى

نظرة عامة على قناع نوع الجراحة

- 1) يخلق الآذان لعقد تأمين
- 2) حجم واحد لتناسب جميع، تقريبي حجم: 17.5 سم × 9.5 سم
- 3) يغطي الأنف والفم والذقن لحماية الكاملة
- 4) اللون: أبيض / أزرق / أخضر / وردي / أصفر / برتقالي / الأرجواني / ليمون / كاجي الأزرق / بوجوندي / أسود، لدينا 10 الألوان تماما
- 5) : 99%، نوع المعيار الثاني / نوع آي آي آر CE، BFE & GT، وشهادات ISO، نيلسون
- 6) اللاتكس الحرة، والتنفس السهل، صديقة للبيئة
- 7) استخدام المتعدد: الجراحية والانفلونزا وحماة الغبار وأطباء الأسنان وصالونات، الصيانة العامة الخ

التعبئة والتغليف من قناع غير المنسوجة

50PCS / 40 boxes / 52، الشركة التونسية للملاحة، x38x30cm،
يمكن أن تعقد 1,000,000 جهاز كمبيوتر شخصي من الأقنعة. GP حاوية 20 * 1
يمكن عقد 2450000 قطعة من قناع HC حاوية 1 * 40.

يمكننا أن نفعل أيضا التعبئة والتغليف وفقا لمتطلبات الخاص بك.

شروط التجارة قناع المستشفى

موك	جهاز كمبيوتر شخصي 100,000
السعر	قابل للتفاوض
شروط الدفع	ويسترن يونيون، الضمان، باي بال T / T، L / C، D / A، D / P،
قدرة العرض	حاوية يمكن أن تنتهي في 15 HQ جهاز كمبيوتر شخصي / يوم، 1 * 40 1,000,000 يوما
موعد التسليم	عادة بعد 30 يوما تأكيد هذا الأمر
عينة	عينة مجانية، ويمكن أن تكون مستعدة بشكل جيد في 2 أيام

صورة لقناع المستشفى

