

## لحبة غطاء لعملية جراحية، والجودة العالية لحبة تغطية الخدمات الغذائية، ومادة البولي برويلين الشباك لحبة

### مواصفات جراحة تغطية حبة

مادة	PP غير المنسوجة
وزن النسيج	يمكن أن يكون كما طلبك
حلقة الأذن	مرنة حلقة الأذن
حجم	بوصة، أو والاحتياجات الخاصة بك 21، 19INCH
اللون	الأبيض والأزرق والأخضر ... الخ
حزم	جهاز كمبيوتر شخصي / الكرتون، أو وفقا 1000 PE، جهاز كمبيوتر شخصي / كيس 100 للشرط الخاص بك
تصميم التعبئة والتغليف	كل مربع الداخلية وطباعة الكرتون الخارجي يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
التطبيقات	المستشفى، والمختبرات والصناعات الغذائية، ورشة عمل خالية من الغبار والالكترونية بتصنيع وهلم جرا
موك	جهاز كمبيوتر شخصي 100,000
السعر	قابل للتفاوض
شروط الدفع	ويسترن يونيون، الضمان، باي بال T / T، L / C، D / A، D / P،
قدرة العرض	حاوية يمكن أن تنتهي في 15 HQ جهاز كمبيوتر شخصي / يوم، 1 * 40 1,000.000 يوما
موعد التسليم	عادة بعد 30 يوما تأكيد هذا الأمر
عينة	عينة مجانية، ويمكن أن تكون مستعدة بشكل جيد في 2 أيام

### التعبئة والتغليف من لحبة خدمة الطعام غطاء

مواصفة	التعبئة العادية	حجم الكرتون
بوصة 19	جهاز 1000 PE، جهاز كمبيوتر شخصي / كيس 100 كمبيوتر شخصي / الكرتون	سم 26 * 22 * 32
بوصة 21	جهاز 1000 PE، جهاز كمبيوتر شخصي / كيس 100 كمبيوتر شخصي / الكرتون	سم 52 * 23 * 26

### صورة شبكات حبة مادة البولي برويلين



## التعليمات

Q1: كيف يمكن حل قضايا الجودة إن وجدت؟

ج: لدينا مصنع يدفع أعلى الانتباه إلى قضايا الجودة. سوف نقوم بالتحقيق بعمق الأسباب الجذرية للمشاكل وإيجاد أفضل الحلول لتجنب أي مشاكل في المستقبل. وفي الوقت نفسه نحن سوف المقابلة تعويض لعملائنا.

Q2: ما هي المنتجات تاريخ انتهاء الصلاحية؟

ج: حوالي 3-5 سنوات.

Q3: (ق) CE أو شهادة EN، ISO هل الشركة لديها أي نظام لإدارة الجودة مثل:

ادارة الاغذية والعقاقير. ريتش وتقرير نيلسون، ISO13485، CE، ج: نعم، لدينا