

## الصين قناع الوجه المنتجات الطبية الطفرة اللوازم المصنعة CE ISO وافقت

### خاصيه قناع الوجه

- 1) 99% bdc الترشيح العالي ألياف الدقيقة فلتر وسائل الاعلام مع تصنيف
- 2) كل قناع ميزات ثلاث طبقات ، مع طبقة الأعمق لينه وناعمه لل اقصي قدر من الراحة
- 3) أسلوب السماعه مرنه ، ومقاومه السوائل و خاليه من اللاتشي المساعدة في حماية ضد إنفلونزا الخنازير وغيرها من الاوبئه
- 4) الحجم الخاص للسيدات: 90 × 145 مم

### تغليف قناع الوجه المنتجات الهجيسيه

مواصفات	التعبئة العادية	حجم الكرتون	حاويه مقر يمكن عقد (أجهزه 40 * 1 الكمبيوتر)
رقائق ، 25 + 25--3 غ + 02	50 40 جهاز كمبيوتر/صندوق ، صندوقا/الشبكة	52 * 31 * 34 سم	أجهزه الكمبيوتر 2,440,000
ملاحظه: جميع يمكن ان تكون مخصصه خاصه وفقا لاحتياجاتك الفعلية			

### كيف لارتداء قناع الوجه اللوازم الطبية

- 1) قناع مسطح
- 2) دفع قناع شقه إلى الوجه
- 3) عقد القناع مع اليد اليسرى ، والتعامل مع لانيارد حول جزء الاذن مع اليد اليمنى
- 4) عقد القناع مع اليد اليمنى ، والتعامل مع لانيارد حول جزء الاذن مع اليد اليسرى
- 5) افتح الطيات ، واضغط علي مقطع الأنف

### صور قناع الوجه



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

