

## Product details

### خصائص الاطفال قناع وجه

- 1) ارتفاع تصفية:3 رقائق العروض تصميم مطوي، 0.0 الترشيح 05 ميكرون في أكبر ثم 99٪.
- 2) أسلاك الألمنيوم ضئيلة يلائم بشكل مريح على الأنف والحفاظ على أقصى قدر الترشيح في نفس الوقت.
- 3) ربطه عنق وحلقة الأذن نمط: التعليم الجامعي أزواج من العلاقات البولي بروبلين تؤمن مريحة تناسب. تعلق سريع ومع الحلقات المطاطية AR هأسلوب حلقة.

### بيان من الأطفال يواجهون قناع

- 1) وهو مصمم خصيصا للأطفال.
- 2) يتم استخدامه في الخارج لمنع الجسيمات الصغيرة في تسير في الهواء، ومقاومة البكتيريا وغيرها من الميكروبات.
- 3) nfluenza أنه يعطي أفضل حماية للناس من أنافيروس

### (التعبئة والتغليف ل قناع الوجه الطبي نقوش ) الكبار اكتب

مواصفة	التعبئة العادية	حجم الكرتون	حاوية 1 * 40 يمكن أن تعقد HQ (كوميبيوتر قطعة 3280000
17.5 * 9.5CM, 3ply, 18 + 20 + 20G	جهاز كمبيوتر 50 شخصي / مربع، 40 صناديق / الشركة التونسية للملاحة	52 * 19 * 42CM	
17.5 * 9.5CM, 3ply, 25 + 25 + 25G	جهاز كمبيوتر 50 شخصي / مربع، 40 صناديق / الشركة التونسية للملاحة	51 * 37 * 30CM	جهاز 2.400,000 كمبيوتر شخصي

ملاحظة: يمكن للجميع أن تكون خاصة حسب الطلب وفقا للاحتياجات الفعلية الخاصة بك

### شروط التجارة من الأطفال قناع الوجه

موك	جهاز كمبيوتر شخصي 500,000
شروط الدفع	Paypal، ويسترن يونيون، الضمان، T / T، L / C، D / A، D / P،
قدرة العرض	جهاز كمبيوتر شخصي / يوم 1,000000
موعد التسليم	وفقا لكمية
تفاصيل التعبئة	جهاز كمبيوتر شخصي / بثور، 2000 الكمبيوتر / الشركة التونسية للملاحة، أو 50 كما الشرط الخاص بك

## Product display



## The regular shipment way

