

Product details

:ملاح من الصين مصنع للمعطف المختبر مع الأصفاد متماسكة

1. المواد: PP50g
2. اللون: الأخضر.
3. Grammage: 50gsm
4. نمط: مع الأصفاد محبوك / طوق، مع اثنين من جيوب.
5. الحجم: S-2XL.
6. وخفيفة الوزن ودائم ومتفوقة للتنفس. السماح بحرية كبيرة للحركة.

:مواصفات المصنع الصين لمعطف المختبر مع الأصفاد متماسكة

اسم	الصين مصنع للمعطف المختبر مع الأصفاد متماسكة، يمكن التخلص منها معطف المختبر الأخضر مع جيوب محبوكة المعاطف مختبر بالجملة للبالغين PP50g
مادة	PP50g
نمط	مع اثنين من جيوب، طوق محبوك، زر على الجبهة، صفعة محبوك أو أساليب أخرى
حجم	S M L XL 2XL, 3XL, الخ
اللون	الأخضر، الخ
حزم	كيس، 10 أكياس في الكرتون / 1-5pcs
تصميم التعبئة والتغليف	كل مربع والكرتون الداخلية الطباعة يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
موك	جهاز كمبيوتر شخصي 5000
عينة	يمكن توفيره مجانا للحصول على جودة ديك التحقق خلال 3 أيام
طريقة الدفع	الضمان، T / T، ويسترن يونيون، باي بال، L / C، D / A، D / P،
موعد التسليم	يمكن الانتهاء في غضون 10-15 يوما؛ HQ يوم، 1 * 40 pcs القدرة: 10,000
فوب ميناء	ووهان / شنغهاي / نينغبو / قوانغتشو

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

1: أنت منتج أو شركة تجارية، وعندما تم تأسيس شركتك؟ Are س:
ج: نعم، ونحن المصنع مباشرة، المصنع الذي أنشئ في عام 2003، لدينا شركة لحقوق تصديرها الخاصة بنا في عام 2013

س: 2. ما هو مبيعاتها السنوية لشركتك؟
ج: 20 مليون نسمة، فإنه لا يزال في تزايد USD18 ج: عادة هو حول

ق) CE أو شهادة EN، ISO، س: 3. لا لشركتك لديها أي نظام لإدارة الجودة مثل
ج: إدارة الاغذية والعقاقير. ريتشس وتقرير نيلسون، ISO13485، CE، ج: نعم، لدينا

س: 4. أنا الحصول على عينات مجانية لفحص الجودة؟ كم من الوقت يمكنني الحصول عليه؟ Can س:
ج: نعم، لدينا عينات يمكن توفيره مجاناً في غضون 3-7 أيام

