Product details

مقدمة من العباءات الجراحية الصين الصانع التعليم المهني المستمر القابل للتصرف:

مسعور، ويمكن استخدامها في CPE العزلة المتاح ثوب من المواد CPE يتم المستشفى، والمختبرات، والصناعة الغذائية، أو في أي مكان في حاجة إلى الحماية. خالية من مادة اللاتكس. مقاومة للتآكل منبع تماما السوائل والمشروبات الكحولية طارد.

:مواصفات العباءات الجراحية الصين الصانع التعليم المهنى المستمر القابل للتصرف

مادة	CPE
وزن	.(جراما في المتر المربع. (مريح، دون ألياف الزجاج، اللاتكس الحرة 65-30 CPE
نمط	الرقبة: قطعة واحدة الخصر: العلاقات على صفعة: مع حلقة الإبهام فتح على ظهره
حجم	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
اللون	الأبيض والأخضر والأزرق والأصفر والوردي والأحمر والرمادي، الخ الأسود
حزم	غير معقمة، و 10 جهاز كمبيوتر شخصى / كيس، 10 أكياس / الشركة التونسية للملاحة. معقمة، 1 جهاز كمبيوتر شخصى / كيس معقم، و 100 جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة
تصميم التعبئة	كل مربع والكرتون الداخلية الطباعة يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
حجم الكرتون	سم X28X48مستوى التعبئة والتغليف الكرتون 58
التطبيقات	مستشفى العاملين في المجال الطبي السريري والمرضى. المستخدمة في المستشفى، والمختبرات والصناعات الغذائية، وحيثما وجدت حاجة إلى الحماية

Product display





Our business process



The regular shipment way



FAQ

س: 2.ما هو مبيعاتها السنوية لشركتك؟ مليون 20 مليون نسمة، فإنه لا يزال في تزايد USD18 ج: عادة هو حول

ق)؟) CE أو شهادة ISO، EN س: 3. لا لشركتك لديها أي نظام لإدارة الجودة مثل . ادارة الاغذية والعقاقير. ريتش وتقرير نيلسون ،CE، ISO13485 ج: نعم، لدينا

أنا الحصول على عينات مجانية لفحص الجودة؟ كم من الوقت يمكنني الحصول عليه؟ Can.... 4. ج: نعم، لدينا عينات يمكن توفيره مجانا في غضون 3-7 أيام.