Product details

:ملامح الصين الصانع ص المتاح معطف المختبر

- . يمكن تخصيصها مع وزن مختلفة من المواد والألوان
- ،يمكن أن تكون واحدة / مزدوجة / محبوك طوق، سستة / زر / هوك وحلقة على الجبهة .2
- .يمكن أن تكون مرنة / محبوك / الأصفاد المفتوحة؛ مع واحد أو اثنين أو ثلاثة جيوب .3
- الينة، والضوء، غير سامة، ودائمة، واقتصادية، تنفس صديقة للبيئة .4
- السائل طارد، وصمة عار مقاومة ودائمة؛ .5
- .منع انتقال العدوى في العلاج الطبي في مجال الصرف الصحي .6
- . ويمكن استخدام معطف الزيارة
- نقدمه مجانا pcsعينة أقل محفظة 8. 5

:مواصفات الصين الصانع ص المتاح معطف المختبر


اسم	الصين الصانع معطف المتاح ص المختبر، مرة واحدة معطف استخدام المختبر الطبي، يمكن التخلص منها معاطف المختبر ملونة للمستشفى
مادة	PP غير المنسوجة
نمط	مع جيب، طوق محبوك، زر على الجبهة، صفعة محبوك
حجم	S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
اللون	الوردي، الخ
حزم	الشركة / pcs /، 50PCSكيس، 10 أكياس / الشركة التونسية للملاحة أو. أو كيس 1 / pcsمحفظة 5 التونسية للملاحة
تصميم التعبئة والتغليف	كل مربع والكرتون الداخلية الطباعة يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
موك	جهاز کمبیوتر شخصی 5000
عينة	يمكن توفيره مجانا للحصول على جودة ديك التحقق خلال 3 أيام
طريقة الدفع	رالضمان ،L / C، D / A، D / P باي بال، ويسترن يونيون ،T / T،
موعد التسليم	يمكن الانتهاء في غضون 10-15 يوما؛ HQيوم، 1 * 40 / pcs لقدرة: 10،000
فوب ميناء	ووهان / شنغهاي / نينغبو / قوانغتشو / تشينغداو / شنتشن







Our business process



The regular shipment way



FAQ

انت منتج أو شركة تجارية، وعندما تم تأسيس شركتك؟ Are.س: 1

.ج: نعم، ونحن المصنع مباشرة، المصنع الذي أنشئ في عام 2003، لدينا شركة لحقوق تصديرها الخاصة بنا في عام 2013

س: 2.ما هو مبيعاتها السنوية لشركتك؟

.مليون 20 مليون نسمة، فإنه لا يزال في تزايد USD18 ج: عادة هو حول

ق)؟) CE أو شهادة ISO، EN س: 3. لا لشركتك لديها أي نظام لإدارة الجودة مثل

ادارة الاغذية والعقاقير. ريتش وتقرير نيلسون ،CE، ISO13485 ج: نعم، لدينا

أنا الحصول على عينات مجانية لفحص الجودة؟ كم من الوقت يمكنني الحصول عليه؟ Can.س; 4

.ج: نعم، لدينا عينات يمكن توفيره مجانا في غضون 3-7 أيام