

Product details

مواصفات المفرش الوردي المتاح

- 1) القابلة للتحلل الحيوي وصديقه للبيئة، PP، المواد: غير المنسوجة
 - 2) 100-20gsm الوزن:
 - 3) اللون: اللون الوردي
 - 4) نمط: مرونة في طرفي، خياطة في الزوايا الأربع
 - 5) حجم: 200 سم * 120 سم، 200 سم * 90 سم، 180 سم * 120 سم، 180 سم * 90 سم، 60 سم * 90 سم
- (يمكن أن تكون مصنوعة وفقا لطلب العميل)

تطبيق المفرش الوردي عالية الجودة

- 1) تستخدم على نطاق واسع في مستشفى، وفندق، وتجميل، غرفة سبأ؛
- 2) مثالية للاستخدام في جميع المجالات حيث يبقى قصيرة من كثرة الأسرة تغييرات مطلوبة أو التي فيها غسل الأموال يمثل مشكلة.

تغليف المفرش المتاح لينة

| | |
|-----------------|---|
| التعبئة العقيمة | أجهزة الكمبيوتر 1/العقيمة ورقة كيس من البلاستيك، وأجهزة الكمبيوتر 50/التونسية |
| التعبئة العادية | أجهزة الكمبيوتر/كيس، 50 أجهزة الكمبيوتر/الشركة التونسية للملاحة 5 |

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

