

## Product details

### مقدمة من ثوب العزلة الصين الصانع غير المنسوجة

يتكون ثوب الجراحية المتاح من مواد البولي بروبلين مسعور مع المؤسسة العامة المغلفة ،  
سيونليس مع المؤسسة العامة المغلفة / SMS أو المواد

### :التعبئة والتغليف من ثوب العزلة الصين الصانع غير المنسوجة

معقم: حقيبة جهاز كمبيوتر شخصي 1 / ورقة من البلاستيك، 50 جهاز كمبيوتر شخصي / الشركة التونسية للملاحة  
غير تعقيم: 5 جهاز كمبيوتر شخصي / كيس، 50 جهاز كمبيوتر شخصي / الشركة التونسية للملاحة  
أو وفقا لمتطلبات الخاص بك

### مواصفات ثوب العزلة الصين الصانع غير المنسوجة

اسم: الصين الصانع غير المنسوجة ثوب العزلة، والحجم الكبير الطبيب ثوب الجراحية مبخوكة،  
استخدام مرة واحدة غير المنسوجة ثوب الجراحية

مادة: رسالة قصيرة

Grammage: جراما في المتر المربع 45

إغلاق: مع إغلاق حزام، أو مع إغلاق الفيلكرو

التطبيق: ل، الجراحية والأدوية والمعملية، القطاع الصناعي الطبي

حجم: S / M / L / XL / XXL / XXXL،

اللون: الأخضر، الأزرق، الخ، واختياري

التعبئة: الكرتون / PCS بوليبياغ، 50 PCS / 1: 1

تخزين: تخزينها في الأراضي الجافة والرطوبة أقل من 80٪، التهوية، غير قابلة للتآكل مستودع الغازات

شهادة: ادارة الاغذية والعقاقير، CE، ISO13485،

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

- 1, عينة مجانية
- 2, الصغيرة أمر مقبول
- 3, المتاحة؛ L / C, T / T, D / P حيث
- 4, المتاحة؛ EXW حيث, CIF, فوب, كنف
- 5, وبأسعار تنافسية واستقرارا لأننا المصنع
- 6 3, تفتيش المنتج جزءا مقبولا RD والمنتجات المؤهلة.
- 7, خدمة صانعي القطع الأصلية. المزيد من الخيارات على المواد, نمط وحجم والتعبئة والتغليف,
- 8, HQ والتسليم في الوقت المناسب. أفضل وقت الرصاص 25-30 يوم للحاوية 40,
- 9, تصدير الخدمات الفنية. الوثائق والتخليص والنقل البحري, في كل واحدة,
- 10, وحسن خدمة ما بعد البيع. نحن نأخذ الشكاوى الرعاية كما نود أن يكون المورد الخاص بك على المدى الطويل,