

مقدمة من الصين الصانع الأطباء الجراحية مباراة دولية

ادارة الاغذية والعقاقير / ISO13485 / شهادة: م

مكان المنشأ: الصين

محبوكة PP : مادة

(اللون: الأخضر والأزرق والوردي والأصفر والوردي والبرتقالي والأرجواني والأحمر، أبيض،) يمكن أن يكون كل الألوان المتاحة

نمط: مزدوجة كليب القبعات مرنة

G-30G أو G 11 وزن: 10

" حجم: 21

التعبئة التفاصيل: 100 جهاز كمبيوتر شخصي / كيس، 20 جهاز كمبيوتر شخصي / الشركة التونسية للملاحة

ملاحظات الصين الصانع الأطباء الجراحية قبعات

1. comfor الصديقة للبيئة، للتنفس، والصحة، امهيج والاقتصادية، لينة، للتنفس، وطاولو وخفيفة الوزن و .
2. تصميم مختلف من المنتجات متاح في طلبك .
3. العينات والتخصيص المتاحة .
4. اللاتكس الحرة، فئة واحدة تصنيف القابلية للاشتعال .

مواصفات الصين الصانع الأطباء الجراحية قبعات

مادة	PP غير المنسوجة
وزن	10-30g
نمط	دنة (لاتكس مجانا)، مفردة ومزدوجة أسلوب مرن
حجم	18 "، 19 "، 21 "، 24"28 "

اللون	الأزرق والوردي والأصفر والوردي والبرتقالي والأرجواني والأحمر، الأبيض والأخضر، (يمكن أن يكون كل الألوان المتاحة)
حزم	الشركة التونسية للملاحة / PCS الشركة التونسية للملاحة، 2000 / 20bags / pcs حقيبة 100
تصميم التعبئة	كل مربع والكرتون الداخلية الطباعة يمكن أن يكون والتصميم الخاص بك
حجم الكرتون	58x25x27cm
التطبيقات	مستشفى العاملين في المجال الطبي السريري والمرضى. خالية من الغبار ورشة عمل ،، المختبرات والصناعات الغذائية والالكترونية بتصنيع وهلم جرا
موك	جهاز كمبيوتر شخصى 100,000

□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



